Do not mark on the model and other components with pen nor leave printed materials contacted on surface.

Ink marks on the models cannot be removed.

MW13

Difficult Airway Management Simulator

Training Model





Contents

● Introduction · · · · P. 1 Manufacturer's Note DOs and DON'Ts
Before You Start P. 2 Set Includes
Before Training P. 3 Check points before training
Preparation
Setting of DAM (Neck flexibility) · · · · · P.4
Setting of DAM (Degree of the mouth opening) · · · · · P. 5
Setting of DAM (Tongue Edema) · · · · · P. 6
Setting of DAM (Laryngospasm) · · · · · P. 7
• Training P.8-P.10
• Replacement of the Consumable Parts · · · · · P.11-P.19
• After Training · · · · · · P.20

Manufacturer's note

The Difficult Airway management (D.A.M.) Simulator offers not only excellent reality in airway management training but also varying degrees of challenge to trainees through a combination of controllable degree of mouth opening, changeable limit of neck flexibility, and inflatable tongue. It provides wide variations of training experiences in difficult airway management including use of diverse types of devices. Its portable design and durable structure allow training in emergency, pre-hospital, and clinical settings. This innovative simulator facilitates acquiring basic skills, improving the skills to advanced level and attaining ability to respond real-life situations.

Features

- -Robust structure and the stable base for training in various settings including those for pre-hospital scenario
- -Anatomically correct airway structure and realistic laryngeal view
- -The upper teeth are removable with excess force
- -A variety of possible airway skills that include: intubation with a laryngoscope, BVM ventilation, nasal intubation, Laryngeal mask ventilation, and use of a video laryngoscope
- -The optional bronchus model that allows for bronchofiberscopy training

This D.A.M simulator Training Model has been developed for the training of medical and paramedical professionals only. Any other use, or any use not in accordance with the enclosed instructions, is strongly discouraged. The manufacturer cannot be held responsible for any accident or damage resulting from such use. Please use this model carefully and refrain from subjecting to any unnecessary stress or wear. Should you have any questions on this simulator, please feel free to contact our distributor in your area or KYOTO KAGAKU at any time. (Our contact address is on the back cover of this manual)

DOs and DON'Ts

DOs

- Handle the manikin and the components with care.
- Storage in a dark, cool space will help prevent the skin colours from fading.
- The manikin skin may be cleaned with a wet cloth, if neccessary, using mildly soapy water or diluted detergent.

DON'Ts

- Do not let ink from pens, newspapers, this manual or other sources contact with the manikin, as they cannot be cleaned off the manikin skin.
- Never use organic solvent like paint thinner to clean the skin, as this will damage the simulator.
- Even if color on its surface might be changed across the ages, this does not affect the quality of its performance.

Set Includes

Before you start, ensure that you have all components listed below.



a. Torso body

b. Upper incisors 3

c. Lubricant

d. Syringe (50mL) 1

1 bag for model, instruction manual



code	name	code	name
11392-010	Upper incisors (set of 10)	11392-050	Lung (right and left) (a set of 5)
11392-090	Face mask I 1	11392-060	Stomach (a set of 5)
11392-080	Replacement tongue II 1	11229-050	Lubricant 1
11392-040	Chest cover 1		















11392-010

11392-090

11392-080

11392-040

11392-050

11392-060

11229-050

Optional part

11384-100 Bronchofiberscope training unit




Check Points before Training

1 Check points before training

Open the mouth of the model to check the installation condition of the tongue.
 Ensure that the tongue has not fallen out from the pin.
 (When the product is delivered, the tongue has already been installed on the model.)






The pin is fixed to the jaw side.

The tongue is correctly installed


2. Turn up the skin of the model's neck to check whether the tongue fixing part and the throat part are correctly installed.






Incorrect installation

(* The photo is taken while the head is removed to allow to see the condition clearly.)





If the parts enclosed in the dotted circle are not correctly engaged with each other, the tongue will fall out during training.

3. Ready for training session.

Setting of DAM (Neck Flexibility)


1 Neck Flexibility

Change the range of motion of the neck with the black level-switching knobs on the both sides of the neck of the model.

Turn the knobs while pulling them to the outside to adjust the depth to which the knobs are inserted. You can select either of two levels of difficulty: normal neck and rigid neck.

1. To conduct training for the normal condition, align the knobs to the position where you can see the green seal as shown in the photo. Always set up the knobs on both sides identically to each other.





(the insertion depth of

the neck is deep.)

2. To change the setting to the condition of difficulty in neck recurvation, turn the knob while pulling it to align the foot of the triangle to the same direction as that of the receptacle parts on the model. Push the knob until the green seal disappears. You can also lock the setting by returning the position of the head to the direction indicated in the photo below.

(the insertion depth

of the neck is shallow.)





Conduct any training after setting the knobs on both sides to the same setting.

If the knobs are set in different settings, it might cause breakage and/or failure.





Rigid


Normal

Setting of DAM (Degree of the Mouth Opening)


1 Degree of the Mouth Opening

Set the mouth opening limitation with the black level-switching knob on the top of the head of the model. Move the knob up or down while pulling it, and then release it on either of the indicated level lines to lock the setting. You can select one of three levels of difficulty: Easy (Normal) [normal condition], Intermediate [mouth opening difficulty level 1] and Difficult [mouth opening difficulty level 2].

1. To conduct training for the normal condition, align the knob to the Easy (Normal) position.



2. To change the condition of the mouth opening difficulty level, move the knob up while pulling it, and then release it on the Intermediate position [mouth opening difficulty level 1] or Difficult position [mouth opening difficulty level 2].











Normal (easy)

Intermediate

Difficult

Preparation


Setting of DAM (Tongue Edema)

1 Tongue Edema

To adjust the condition of the swollen tongue, inject/extract air to/from the tongue by using the attached syringe to change the size of the tongue.

The size of the tongue can be set in two levels: normal tongue and swollen tongue.

- 1. To set the tongue to normal condition, do not inject air.
- 2. To simulate the condition of swollen tongue, intake **20mL** of air into the attached syringe and then connect it to the flat tube located in the neck of the model. The syringe is provided with a lock mechanism. Insert the tip of the syringe to the connector on the end of the tube and then turn the syringe clockwise. After injecting the air into the tongue to simulate swollen tongue condition, turn the syringe counter-clockwise to detach it from the tube.



3. To restore the tongue to the normal condition, connect an empty syringe to the tube by using the procedure in the step 2 to extract the air in the tongue to restore the size of the tongue to normal.



Normal

Swollen

Preparation

Setting of DAM (Laryngospasm)


1 Laryngospasm

By pressing the pump on the end of the tube attached to the main body, you can simulate the laryngospasm.

1. The condition of laryngospasm is simulated while the pump is being pressed. The condition returns to normal when the pump is released.



The condition returns to normal when the pump is released.







* The photos show the tongue component that is detached from the model to allow visibility of the condition.



Normal



Laryngospasm

Training skills

1 Airway Opening Techniques

True-to-life articulation allows for head-tilt/chin-lift and jaw-thrust techniques.



2 Bag-Valve-Mask ventilation

Successful ventilation can be confirmed by the movement of the chest.



Training skills

3 Intraoral Intubation with Laryngoscope

Setting the head at "sniffing position", intubation with laryngoscope can be performed.

The upper incisors are removable with excess force.



Put enough lubricant to the model before inserting the tracheal tube. For nasotracheal airway, spray the lubricant in the cavitas nasi and the tube. For oral route airway, in the mouth and the tube.









Recommended tools: Macintosh laryngoscope Size: No.3 Tracheal tube: 7.0, 7.5 mm (inside diameter)

Use the lubricant included in the set. Others like gel type may remain in the model and become irremovable.

4 Laryngeal mask ventilation

Put enough lubricant to the laryngeal mask and the oral cavity before training.






Recommended laryngeal mask:

type	size
LMA	4
i-gel	4

Training skills

5 Confirmation Successful Intubation

The placement of the tube can be confirmed by auscultation or movement of thoracoabdominal area. (Five auscultation points are configured.)



6 Intubation by the Video Laryngoscope

Put enough lubricant to the video laryngoscope and the oral cavity before training.





7 Securing the Tracheal Tube







Do not leave the tapes on the model. If the tapes remain on the model for long time, its skin surface will become sticky with adhesive of tapes.

Upper Incisors Tongue

Upper Incisors

Widen the mouth and then place the protruded part behind the part where the incisor component is installed into the groove on the upper jaw.

Then push up the incisor component toward the front direction until you hear a "click" sound.







2 Tongue

 Set the range of motion in neck recurvation to the normal condition. Then set the mouth opening limitation to the Easy (Normal) condition.
 (Refer to P. 4 and P. 5 respectively for the setting procedures.)



Turn the black knob to the normal position where the green seal appears.



Move the black knob to the Easy (Normal) position.

2 Tongue

2. Remove the band of the back of the head and then remove the face mask from buttons at ears.





3. Remove the mask from the head.



4. Remove the chest skin.




5. Remove the chest cover.

Lift the chest cover by pulling up the upper part of the cover, and detach the tube connected to the back of the cover from the lung bag (two points) at first, then from the stomach bag. The tube can be detached by pulling down it while pushing up the ring in the connector part where the tube is connected as shown in the figure. Then remove the chest cover from the main body.



Pull out the esophagus (bronchi) tube from the stomach (lung)








2 Tongue

6. Disconnect the transparent tube and bronchi part by pulling the bronchi part. Then disconnect the tube for laryngospasm.




7. To remove the tongue, pull the tongue to one side to expand the hole and remove from the pin.



8. Loosen the head connection bolts (there are two bolts).



Insert a hand from the trunk side and loosen the connection bolts by rotating it counter-clockwise.



9. Pull the head horizontally to detach it from the trunk.








Loosen the bolts until the head can be detached. It is not necessary to loosen and remove it completely.

2 Tongue

10. Disengage the lower part of the throat from the tongue fixing part, then pull down the tongue component to detach. It becomes easy to pull out the whole tongue component when the tongue is pushed into the mouth while pulling it out.















Slowly pull out the tongue component from the throat with care. If it is pulled out forcibly, it could break.

2 Tongue


11. After confirming the tongue direction, insert half of it into the throat from the opening. Insertion is more easily facilitated by applying training model lubricant on it.






12. Push the tongue component into the throat from the throat side. Open the mouth, hold the tongue when a certain portion of it comes into the oral cavity, then pull it until the tip of the tongue touches the incisors. Ensure that the air bag installed in the tongue is not displaced.





13. Widen the lower part of the throat and engage it with the lower part of the tongue fixing part. Ensure that the entire perimeter is engaged properly.






of tongue component and pull the tongue in the opposite

14. Hook one side of the hole on the tongue to the edge of the pin and pull the tongue in the opposite direction to expand the hole. Once the hole is large enough, fit the pin through the hole to secure the tongue in place.





2 Tongue

15. Store the transparent pipe on the tongue component and the tube for laryngospasm simulation into the neck part.



17. Align the slit on the neck and the bolt, then fasten the head connection bolts (there are two bolts) to connect the head with the trunk part.




19. Connect the laryngospasm tube.



Ensure that the lung tube and the esophagus tube are connected correctly. The tube sizes are different.

Attach the esophagus (bronchi) tube to the stomach (lung) bag



16. Install the head to the trunk.



18. Connect the bronchus component.



20. Connect the stomach tube and the lung tube (at two points). The tube is fixed only by inserting it to the connector.



21. After installing the chest cover on the model, attach the chest skin and the mask. The mask must not lap over the neck flexibility setting knobs.



Face Mask and Chest Cover

3 Face Mask and Chest Cover

Face mask

- 1. Remove the band of the back of the head and then remove the face mask from buttons at ears.
- 2. Take off the face mask.







- 3. Set the new mask on the face.
- 4. Tilt the head, run the band attached on a side of the occipital part of the face mask behind the neck, and put it into the hole on the skin of the other side. Fit the both of the ear holes on the mask to the head of the model.









Chest cover

1. Remove the cover from the buttons on shoulders and sides of the body.








2. Set the new cover on the chest and fix it at the buttons on shoulders and sides of the body.



Lung and Stomach Bag

4 Lung Bag

1. Remove the chest cover.





2. Take off the lung bag from the body. Ensure to remove the double-sided tape and adhesive left on the body.






3. Tear off the paper backing of the double-sided tape attached to the new lung bag, align the hole on the bag to the hole on the trunk part, and then tightly stick them together to avoid air leakage. After sticking them together, install the chest skin on the trunk component.







Lung and Stomach Bag

5 Stomach Bag

1. Remove the chest cover.





2. Take off the stomach bag from the body. Ensure to remove the double-sided tape and adhesive left on the body.





3. Tear off the paper backing of the double-sided tape attached to the new lung bag, align the hole on the bag to the hole on the trunk part, and then tightly stick them together to avoid air leakage. After sticking them together, install the chest skin on the trunk component.









Stick the lung bag and the stomach bag together after aligning them into the correct direction as shown in the photos above.

After Training

After Training

Clean and remove the lubricant on the body with water or diluted detergent.

Talcum powder may be used on the face mask and chest cover and body after use to preserve suppleness of the skin and prevent it from being stained. Before storage, ensure that model is dry.







Don't mark on the model and other components with pen or leave printed materials contacted on their surface.

Ink marks on the models will be irremovable.

• For inquiries and service, please contact your distributor or KYOTO KAGAKU CO., LTD.



http://www.kyotokagaku.com e-mail: rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■ Main Office and Factory

15 Kitanekoya-cho Fushimi-ku Kyoto 612-8388, Japan

Telephone: 81-75-605-2510 Facsimile: 81-75-605-2519

■ KyotoKagaku America Inc.

USA, Canada, and South America 3109 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505, USA

Telephone: 1-310-325-8860 Facsimile: 1-310-325-8867

The contents of the instruction manual are subject to change without prior notice.

No part of this instruction manual may be reproduced or transmitted in any form without permission from the manufacturer.

Please contact manufacturer for extra copies of this manual which may contain important updates and revisions.

Please contact manufacturer with any discrepancies in this manual or product feedback. Your cooperation is greatly appreciated.

樹脂表面にインクが吸収されて消えなくなります。

DAM シミュレータ トレーニングモデル

取扱説明書



目 次

	はじめに ・・・・・・ 製品の特徴とご使	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· P.	1
	ご使用の前に ・・・ セット内容		· · · P.	2
	実習の準備 ····· 実習前の確認		· · · P.	3
	実習にあたって 正常と困難気道症	例の設定		
		(頸部後屈)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· P. 4	1
		(開口制限) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · P. 5	5
		(舌の肥大)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· P.6	5
		(喉頭痙攣)·····	·· P. 7	7
	実習			
	実習時のご注意と	実習項目P.8	~P.1	0
•	消耗品の交換 …	P.11	~P.1	9
	Ж. Ц. Д. ц.		D 2	_

製品の特徴とご使用上の注意

• はじめに

このたびは、当社の「DAM シミュレータ トレーニングモデル」をお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、気道管理に関する一連の手技と手順をトレーニングできるモデルです。医学・看護の教育用実習教材としてご使用ください。

特長

- ●解剖学的に正確な内部構造を備えており、実際に近い状況下でのトレーニングが可能です。
- 頸部後屈・開口障害・舌肥大・喉頭痙攣などの症例を切り替えることで、様々な挿管困難状況を設定でき、レベルと目的に応じたトレーニングが可能です。
- 喉頭鏡を使用した実習以外に、バッグバルブマスク法を含め、経鼻挿管、ビデオ喉頭鏡による 挿管、ラリンジアルマスクによる換気、ファイバー挿管などの実習も可能です。
- 喉頭鏡の操作不良による歯への圧迫が前歯の破損で確認できます。
- ●ベッドや床、テーブル上など様々な場所で実習できます。
- 別売の内視鏡用気管支を取り付け気管支内視鏡操作のトレーニングが可能です。

本来の使用目的以外にはで使用にならないでください。また、取扱説明書に記載された方法以外でので使用による万一の破損や事故に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

▲注意

●取り扱いにご注意ください。

特殊軟質樹脂及び硬質樹脂を使用していますので、落下や強い衝撃を与えると破損の原因となります。また皮膚部の脱着の際、無理な負荷がかかりますと破損しますので十分ご注意ください。

●中性洗剤又はアルコールで拭き取ってください。

モデルの汚れは水又は中性洗剤で、汚れが落ちにくい場合はアルコールで拭き、ベビーパウダーを塗布しておいてください。シンナーなどの有機溶剤は、絶対に使用しないでください。

● 印刷物をモデル表面におかないでください。

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。

樹脂にインクが吸収されて消えなくなります。

● ボールペンやサインペンで書き込まないでください。

サインペン、ボールペンなどでモデルに書き込むと、インクが吸収されて消えなくなります。

● 高温多湿を避けて保管してください。

使用後は、高温多湿や直射日光のあたる場所で の保管は避けてください。

変形や故障の原因となります。

● 表面が変色する場合があります。

長期間使用されない場合や経年変化で変色する ことがありますが、ご使用には差し支えありま せん。

セット内容

セット内容と各部の名称

で使用の前に、構成品が全て揃っているかご確認ください。



a. モデル本体 · · · · · · · 1 体

b. 上顎側切歯・・・・・・・・・・・・・・・3 点 (1点はモデル本体に取付済、2点は破損時の交換用)

c. トレーニングモデル用潤滑剤·····1点

d. シリンジ (50mL) · · · · · 1 点

収納用バッグ 取扱説明書

消耗品 一覧

コード番号	部品名	
11392-010	上顎側切歯	10個セット
11392-090	マスク Ⅱ (評価・	トレーニング用) 1点
11392-080	舌Ⅱ	1点
11392-040	胸部皮膚	1点

コード番号	部	品名
11392-050	左右肺	5 セット組
11392-060	胃	5 個組
11229-050	トレーニン・	グモデル用
		潤滑剤 1点













11392-010

11392-020

11392-080

11392-040

11392-050

11392-060

11229-050

別売品

コード番号	部品名
11384-100	内視鏡用気管支



実習前の確認

1 モデル本体の確認


1. モデル本体の口を開き、舌の設置状況を確認します。 舌の先端部裏側が、下顎にあるピンから抜けていないかを確認します。 (納品時はあらかじめ舌がモデル本体に取り付けてあります)



下顎に取り付けてあるピン


正常に舌が設置されている状態


2. 次にモデル本体のマスクの頸部を少しめくって、舌部固定部と喉部のかみ合わせが正しくセットされているかを確認します。





セットが不具合の状態 (※分かりやすくするため頭部を外して撮影)







左記の() 部のかみ合わせが正しくはまっていないと実習時に舌がずれてしまいます。

正常と困難気道症例の設定 (頸部後屈)

このシミュレータは、頸部の角度や口の開口、舌の大きさ、喉頭痙攣などを、正常の状態のほか 段階的な困難気道症例の設定が可能です。納品時は全て正常の状態に設定しています。


1 頸部後屈の設定

頸部後屈は正常および頸部後屈困難の設定が可能です。

モデル本体の頸部側面 (左右) にあるレベル切り替え用の黒いノブを左右外側に引っ張りながら 回転させ、組み合わせの位置を変えると困難度が変更できます。

1. 正常の場合はノブを写真のように緑のシールが見える位置に合わせます。左右両側を同時に設定してください。





2. 頸部後屈困難の状態に切り替える場合は、ノブを引っ張りながら回して、三角形の脚部が本体側の受け具と同じ方向になるようにします。次に緑のシールが見えなくなるまでノブを内側に押し込みます。頭部を下の写真の矢印の方向に戻す事でも設定のロックがかかります。







左右のノブのレベル設定位置は、必ず同じレベルの位置に合わせて実習を行ってください。 左右を異なるレベル位置に設定し実習を行うと、破損や故障の原因になります。



正常



頸部後屈困難

正常と困難気道症例の設定 (開口制限)


1 開口制限の設定

開口制限は Easy (Normal) [正常]、Intermediate [開口困難レベル1]、Difficult [開口困難レベル2]の3段階の設定が可能です。

モデル本体の頭部上部にあるレベル切り替え用の黒いノブで開口制限を設定します。ノブを手前側に引っ張りながら上下させ、表示してあるレベルライン上で、ノブから手を放してロックします。

1. 正常の場合はノブを Easy (Normal) の位置に合わせます。










2. 開口困難状態に切り替える場合は、黒いノブを手前に引っ張りながらノブを下方に移動 させ Intermediate もしくは Difficult の位置に合わせます。







正常 Easy (Normal)



開口困難レベル1 (Intermediate)



開口困難レベル2 (Difficult)

正常と困難気道症例の設定(舌の肥大)


1 舌の肥大の設定

舌の肥大は正常と巨大舌の設定が可能です。 付属のシリンジを使用し、舌に空気を注入・排出して舌の大きさを変化させます。


- 1. 舌に空気を注入しない状況が正常です。
- 2.巨大舌の設定は、あらかじめ付属のシリンジに 20mL の空気を入れ、モデル本体の頸部にある平型のチューブに接続します。シリンジはロック方式になっており、シリンジの先端をチューブのコネクターに差し込み、時計回り方法にシリンジを回して接続します。空気を注入し舌を巨大舌状態にしたら、シリンジを逆方向にまわしてチューブからはずします。







差し込んで時計まわりに回して接続



反時計まわりに回して外す

3. 舌を正常の状態に戻すには、空気を抜いたシリンジをチューブに接続し、シリンジで舌に たまっている空気を抜いて、舌の大きさを正常にします。



正常



巨大舌

正常と困難気道症例の設定 (喉頭痙攣)


1 喉頭痙攣の設定


正常と喉頭痙攣状態の設定が可能です。 喉頭痙攣の設定は、本体に付属しているチューブの先のポンプ部を指で押して設定します。

1. ポンプを押した状態が喉頭痙攣で、指を離すと正常の状態に戻ります。



指を離すと正常状態になります。








※写真は説明を解りやすくするため舌部をモデル本体から取り出した撮影しています。



正常



喉頭痙攣

実習時のご注意と実習項目

1 気道の確保

頭部後屈、顎先挙上法、下顎挙上法 の実習を行います。



2 バッグバルブマスク法

正しい位置にバッグバルブマスクを あて、バック換気の実習を行います。 胸部の動きで送気状況を確認できます。



実習時のご注意と実習項目

3 気管チューブの挿入

スニッフィング・ポジションにして、喉頭鏡で確認しながら気管チューブの挿入実習を行います。

喉頭鏡の操作不良による歯への圧迫が前歯の 破損で確認できます。



経気管チューブ挿入実習の際には、モデル本体と気管チューブの挿入部に付属のトレーニング モデル用潤滑剤を塗布しておきます。







経鼻より挿入実習の場合



気管チューブの挿入部



気管チューブ挿入実習にあたっては、喉頭鏡はマッキントッシュ型(曲型)ブレードサイズ No.3 を、気管チューブは内径 7.0、7.5 mmを推奨します。

潤滑剤は付属のものをご使用ください。ゼリー状の潤滑剤などは内部で乾燥凝固して残留 する事がありますので使用しないでください。

4 ラリンジアルマスクの挿入

ラリンジアルマスク挿入実習の際には、モデル本体の口腔内とラリンジアルマスクの挿入部に トレーニングモデル用潤滑剤を塗布してから行ってください。





ラリンジアルマスク挿入実習にあたっては、 下記のサイズのものを推奨します。

LMA シュープリーム	サイズ 3 4 5
i-gel	サイズ 3 4 5

○印のサイズを推奨

実習時のご注意と実習項目

5 挿管後の確認

聴診器で送気音の確認を行います。 正しい位置での挿管、片肺挿管、食道挿管が確認できます。(聴診箇所は5ヶ所)

目視で胸部の動きを確認します。 正しい位置での挿管、片肺挿管、食道挿管が 確認できます。



6 ビデオ喉頭鏡による気管挿管

ビデオ喉頭鏡を使用して声門を確認しながら気管挿管の実習を行います。



ビデオ喉頭鏡による気管挿管実習の際には、 モデル本体の口腔内とビデオ喉頭鏡の挿入部 に付属のトレーニングモデル用潤滑剤を塗布 してから行ってください。



7 気管チューブの固定

テープ固定をされる際には、マルチポア™ 粘着性綿布伸縮包帯またはマルチポア™ドライサージカルテープ(共に 3M 社製品)を推奨します。







テープを貼ったままの状態で片付けないでください。長時間貼ったままの状態にすると、 モデル本体の表面にテープの粘着剤が吸着し、ベタつきがとれなくなってしまいます。

上顎側切歯、舌の交換

1 上顎側切歯の交換

口を広げて、切歯の取付部後ろ側の出っ張りを 上顎の溝にひっかけます。

続いて切歯を手前側にパチンと音がするまで押し 上げ、上顎に切歯を固定します。







2 舌の取り外し

1. 頚部後屈の困難レベルを正常の状態に設定します。次に開口制限の困難レベルを Easy (Normal) に設定します。(それぞれ困難度レベルを正常に戻す手順は P4 ~ P5 を参照ください。)



黒いノブを回して緑のシールが見える正常の 位置に設定



黒いノブを移動させ Easy(Normal) の位置に設定

2 舌の取り外し

2. マスクを取りはずします。まず頭部をかたむけ、後頭部側のマスクを固定しているバンドの片側をマスクの穴からはずし、次に耳の留め具からマスクをはずします。



3. 頭部からマスクをはずします。



4. 胸部皮膚をはずします。




5. 胸部カバーをはずします。

胸部カバーの上部を持ち上げて、カバーを浮かせ、カバー裏面に接続されたチューブを、肺袋部(2箇所)、胃袋部の順に抜き取ります。チューブは図のようにチューブを接続しているコネクターのリング部を指で押し上げながら、チューブを下側に引っ張り抜き取ります。その後、胸部カバーを本体より取りはずします。



食道(肺)チューブを胃部(肺部)から抜く









2 舌の取り外し

6. 気管支をはずします。次に喉頭痙攣用チューブをはずします。






7. 舌の片側を引っぱり穴を広げて、下顎に付いているピンから舌をはずします。







接続用ボルトは胴体側より手を入れ、反時計まわりに回して緩めます。

9. 頭部を上部方向に引き抜き、胴体部からはずします。








接続用ボルトは、頭部が外れる状態になるまで緩めます。必要以上に緩めると、後で頭部 を接続するときに手間がかかるので、注意してください。

2 舌の取り外し

9. 喉部下部を少し外側に開きながら舌固定部を引き出すようにして引っ掛かり部をはずします。 次に舌部全体を下方向に引き抜きます。引き抜く途中で口側から舌部を中に押し込むと、舌部 が抜けやすくなります。















舌部を喉部から取り外す場合は、ゆっくりと丁寧に行ってください。無理に引っ張ったり すると破損の原因になります。

3 舌の取り付け

1. 新しい舌を用意し、舌の向きを確認して喉部の中に半分くらいまで挿入します。あらかじめトレーニングモデル用潤滑剤を舌部に塗布しておくと挿入しやすくなります。






2. ある程度舌部を喉部に挿入したら、口を開き口腔内に出てきた舌の部分を持ち、舌の先端を 切歯にあたる位置にくるまで引っ張ります。この時、舌の中に設置してある舌肥大用空気袋 がずれないように注意します。





3. 喉部下部を広げて、舌固定部の引っ掛かり部をはめ込みます。周囲から見てしっかりはまっているか確認してください。








舌部設置不具合の例

4. 舌先端部の穴の片方をピンの片側のエッジに被せ、反対方向に舌をひっぱるようにすると 穴が広がってピンに被さり、舌が下顎側に固定されます。





3 舌の取り付け

5. 舌部の透明パイプと喉頭痙攣用チューブを 首パーツ内に差し込みます。




7. 頸部のスリットと接続用ボルトの位置を合わせ、ボルトを締めて、頭部と胴体部を接続します。

6. 頭部をボディへ装着します。



8. 気管支部を接続します。




9. 喉頭痙攣用チューブを接続します。



10. 胃部用チューブ、肺部用チューブ (2箇所)を接続します。 チューブはコネクターに差し込むだけで固定されます。



食道(肺)チューブを胃部(肺部)へ取り付け



<u>注意</u>

肺チューブは気管支と食道チューブは食道に つながっているチューブで、本数と太さが 異なります。間違わないようご注意ください。



11. 胸部カバーをモデル本体に取付後、胸部皮膚、マスクを取り付けます。マスクは頸部後屈設定用のノブにかぶさらないようにします。



皮膚の交換

4 皮膚の交換

マスクの交換

- 1. 頭部をかたむけ、後頭部側のマスクを固定しているバンドの片側をマスクの穴からはずし、次に耳の留め具からマスクをはずします。
- 2. マスクを頭部からはずします。







- 3. 新しいマスクを頭部の下顎に合わせて顔面にかぶせるように置きます。
- 4.マスクの両方の耳の穴をモデル頭部の耳の留め具にはめ込み、頭部をかたむけて後頭部側の片側についているバンドを後頭部側で通し、もう一方の皮膚の穴に固定します。









胸部皮膚の交換

1. 胴体部の肩と脇部の留め具から皮膚をはずし、胴体部からはずします。






2. 新しい皮膚を胴体部にかぶせ、皮膚の穴を肩と脇部の留め具にはめて皮膚を固定します。



肺と胃の交換

5 肺部の交換

1. 胴体部から胸の皮膚をはずします。





2. 肺部の袋をボディから取り外します。このとき、ボディに両面テープが残っていたらきれいに取り除いてください。





3.新しい肺の袋についている両面テープのシールをめくってから、胴体部の穴の位置に袋の穴を合わせ,空気がもれないようしっかりと貼り付けてください。貼り付け後、胸部の皮膚を胴体に取り付けてください。







肺と胃の交換

6 胃部の交換

1. 胴体部から胸の皮膚をはずします。





2. 胃部の袋をボディから取り外します。このとき、ボディに両面テープが残っていたらきれいに取り除いてください。






3. 新しい胃の袋についている両面テープのシールをめくってから、胴体部の穴の位置に袋の穴を合わせ、空気がもれないようしっかりと貼り付けてください。貼り付け後、胸部の皮膚を胴体に取り付けてください。









肺と胃の袋の貼り付けは位置は上記の写真の ように、向きを合わせて貼り付けてください。

後片付け

後片付け

実習終了後は、水または中性洗剤でモデル本体の汚れや塗布した潤滑剤などをきれいに 拭き取り、マスクや皮膚部はベビーパウダーを塗布して、十分乾燥させてから保管して ください。





<u></u> 注意

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにして下さい。 樹脂表面にインクが吸収されて消えなくなります。



株式 **京都科学**

URL • http://www.kyotokagaku.com e-mail • rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■東京支店

■本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地 TEL:075-605-2510 (直通) FAX:075-605-2519

TEL:03-3817-8071 (直通) FAX:03-3817-8075

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号

NREG本郷三丁目ビル2階

2018.04