

M67B 装着式 上腕筋肉注射シミュレータ 〈新型〉

▶ 単品パンフレット

11297-200 ￥110,000 (税込￥115,500)

- 仕様 ●大きさ：成人実物大
●材質：特殊軟質樹脂・硬質樹脂
- 構成 ●本体 1
支持台枠 1
皮膚部 1
軟質組織部 1
筋肉部(センサー内蔵) 1
肩峰突起部 1
排水タンク 1
固定ベルト 2
●表示ボックス 1
●ACアダプタ 1



● 刺入部位の正誤をランプとブザー音で表示。

- ①信頼性の高いセンサーを採用し、耐久性の向上を図っています。
- ②正誤判定のランプ表示に加えて、ブザー音による正誤判定もできるようになりました。
- ③廃液パックを本体に内蔵しコンパクト化に成功。従来の廃液パックが不要で、取り外さなくても廃液できる構造です。
- ④皮膚・肩峰部の感触はリアルで位置確認ができます。
- ⑤筋肉部は生体に近い吸子の抵抗感があります。



- 人やモデルに装着し実際に近い体位で実習でき、患者さんの立場を体感することもできます。
- 触診 ●肩峰突起の感触により部位の確認ができます。
- リアルな筋肉の質感で三角筋の確認ができます。
- 刺入 ●正しい注射範囲に刺入すると緑ランプで表示します。
- 刺入の深さが深すぎる場合、赤ランプとブザー音で警告します。
 - 表示ランプは実習者に見えないようにセットでき、試験等で用いることができます。
 - 刺入部位確認のため、吸子を引くと実際に近い抵抗感があります。
- 注 入 ●緑ランプ点灯時のみ水の注入が可能です。
- 注入された液は自動的に排液される構造です。
- 実習後 ●筋肉部に注射器で空気を入ると完全に排液されます。
- 各パーツは分解可能で手入れや部品交換に便利です。

交換部品



筋肉部(センサー内蔵)
11297-210 ￥15,000
(税込￥15,750)



皮膚部
11297-220 ￥5,000
(税込￥5,250)



軟質組織部(ゲル)
11297-230 ￥3,500
(税込￥3,675)