

Suture Practice Simulator

縫合手技 トレーニングフルセット

M83 11219-100 ¥110,000 (税込¥115,500)

4種類の縫合手技の
トレーニングができます。


少しの時間、少しのスペースで
いつでも縫合のトレーニングを！

皮膚の交換が可能です。

耐久性にすぐれた素材です。

生体に近い皮膚感覚です。

独自の切開口も作れます。



A 腹部縫合トレーニング



B 血管縫合トレーニング



C 腸管縫合トレーニング



D 腕部縫合トレーニング



縫合手技トレーニングフルセット

M83 Suture Practice Simulator

11219-100 ¥110,000 (税込¥115,500)

フルセット内容



専用ケース 1個
(約51×36×H15cm)



腹部本体 1
(支持台+模擬腹部)



腹部スベア 1枚




腕部本体 1
(支持枠付)




皮膚スベア 1枚



腸管本体 1
(支持台+模擬腸管1本)
*支持台は血管と共通



腸管スベア 4本



血管用スベア 5本
(*支持台は腸管と共通で使えます。)



器具一式
(持針器、ピンセット、ハサミ、針、糸)

特長

- 模擬皮膚を使用して縫合のトレーニングができます。
- 皮膚を交換することでいろいろな切開口のシミュレーションが可能です。
- 必要に応じて自分で皮膚に切開口をつくってトレーニングすることもできます。
- 縫合練習に必要な器具がセットされすぐに練習できます。

模擬皮膚交換方法

1. 要らなくなった模擬皮膚をつまみ、引き出して取り除きます。
2. 新しい模擬皮膚の縁を支持台枠の内側に押し込んでください。

ご使用にあたって

- 各モデル本体の模擬皮膚部分の切込みで縫合練習をしてください。
- 模擬皮膚は消耗品です。交換部品として別途ご用意ください。

11219-100 M83 縫合手技トレーニングフルセット

価格 ¥110,000 (税込¥115,500) 専用ケース入り

商品構成 ①器具(持針器、ピンセット、ハサミ、針、糸)
②左図参照
専用ケース入り(約51×36×H15)

11219-020 M83 A腹部セット

価格 ¥35,000 (税込¥36,750) 専用ケース入り


商品構成 ①腹部本体(支持台、模擬皮膚)
②スベア腹部 1枚
〈別売 11219-030 1枚 ¥6,500 (税込¥6,825)〉



11219-040 M83 B血管セット

価格 ¥27,000 (税込¥28,350) 専用ケース入り


商品構成 ①血管本体(支持台、模擬血管)
②スベア血管 4本
〈別売 11219-050 5本組 ¥12,000 (税込¥12,600)〉



11219-060 M83 C腸管セット

価格 ¥36,000 (税込¥37,800) 専用ケース入り

商品構成 ①腸管本体(支持台、模擬腸管)
②スベア腸管 4本
〈別売 11219-070 5本組 ¥21,000 (税込¥22,050)〉



11219-000 M83 D腕部セット

価格 ¥28,000 (税込¥29,400) 専用ケース入り

商品構成 ①皮膚本体(支持台、模擬皮膚、ベルト)
②器具一式
〈別売 11219-010 5枚組 ¥17,500 (税込¥18,375)〉



● 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外觀など予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

取扱店

製造元

株式会社 京都科学

URL ● <http://www.kyotokagaku.co.jp> e-mail ● rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店

〒112-0002 東京都文京区小石川15丁目20-4
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075



H18.10 5000×4 DK