

Suture Practice Simulator

縫合手技 トレーニングフルセット

M83 11219-100

4種類の縫合手技の
トレーニングができます。

少しの時間、少しのスペースで
いつでも縫合のトレーニングを！

皮膚の交換が可能です。

耐久性にすぐれた素材です。

生体に近い皮膚感覚です。

独自の切開口も作れます。



For Objective Structured Clinical Examination
For Physical Assessment


A 腹部縫合トレーニング



B 血管縫合トレーニング



C 腸管縫合トレーニング



D 腕部縫合トレーニング



縫合手技トレーニングフルセット

M83 Suture Practice Simulator

11219-100

フルセット内容



専用ケース 1個
(約51×36×H15cm)



腹部本体 1
(支持台+模擬腹部)



腹部スベア 1枚



腕部本体 1
(支持枠付) 皮膚スベア 1枚



腸管本体 1
(支持台+模擬腸管1本)
*支持台は血管と共通



腸管スベア 4本



血管用スベア 5本
(*支持台は腸管と共通で使えます。)



器具一式
(持針器、ピンセット、ハサミ、針、糸)

取扱店

特長

- 模擬皮膚を使用して縫合のトレーニングができます。
- 皮膚を交換することでいろいろな切開口のシミュレーションが可能です。
- 必要に応じて自分で皮膚に切開口をつくってトレーニングすることもできます。
- 縫合練習に必要な器具がセットされすぐに練習できます。

模擬皮膚交換方法

1. 要らなくなった模擬皮膚をつまみ、引き出して取り除きます。
2. 新しい模擬皮膚の縁を支持台枠の内側に押し込んでください。

ご使用にあたって

- 各モデル本体の模擬皮膚部分の切込みで縫合練習をしてください。
- 模擬皮膚は消耗品です。交換部品として別途ご用意ください。

11219-100 | M83 縫合手技トレーニングフルセット

価格

- 商品構成 ① 器具 (持針器、ピンセット、ハサミ、針、糸)
② 左図参照
専用ケース入り (約51×36×H15)

11219-020 | M83 A腹部セット

価格

- 商品構成 ① 腹部本体 (支持台、模擬皮膚)
② スベア腹部 1枚



11219-040 | M83 B血管セット

価格

- 商品構成 ① 血管本体 (支持台、模擬血管)
② スベア血管 4本



11219-060 | M83 C腸管セット

価格

- 商品構成 ① 腸管本体 (支持台、模擬腸管)
② スベア腸管 4本



11219-000 | M83 D腕部セット

価格

- 商品構成 ① 皮膚本体 (支持台、模擬皮膚、ベルト)
② 器具一式



- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

製造元

株式会社 京都科学



URL ● <http://www.kyotokagaku.co.jp> e-mail ● rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店

〒112-0002 東京都文京区小石川5丁目20-4
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075

H18.10.5000×4 DK