

Strap-on Venipuncture Trainer

装着式 採血静注練習キット

“かたんくん”

M87 11326-000 5個組

装着して実際の手技をお互いに
確認しながらトレーニング！

採血・静脈注射実習がグループで行えます。

装着して使用しますので患者さんの立場が体験
できます。

皮膚部の質感は生体に近くリアルな実習が可能です。

注射パッドは交換でき繰り返しの練習に最適です。



モデル“さくら”に装着しての実習





装着式 採血静注練習キット “かんたんくん”

M87 Strap-on Venipuncture Trainer

11326-000 5個組



特長

- 皮膚の表皮部は液漏れしにくい特殊な樹脂を採用。
- 血管の走行をより実習しやすい形状。
- 静脈の位置が確認できるように血管の位置を目視できる。
- 血管の太さは2種類の太さの血管を採用。
- 簡単に交換できる一体型の消耗部品「注射パッド血管チューブ付」。

商品構成

- | | |
|------------------|----|
| ①本体 注射パッド血管チューブ付 | ×5 |
| 固定ベルト付支持枠 | ×5 |
| ②接続チューブ | ×5 |
| ③排液チューブ (ストッパー付) | ×5 |
| ④血液用ボトル | ×5 |
| ⑤収納ケース | ×1 |

* 模擬血液は付属していません。



製品仕様

材 質：皮 膚 軟質特殊樹脂
支持枠 硬質樹脂

交換部品



注射パッド
11326-010
11326-020 5枚組



模擬血液 (粉末) 100g
11266-070

●製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

取扱店

製造元

株式会社 **京都科学**

URL ● <http://www.kyotokagaku.co.jp> e-mail ● rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店

〒112-0002 東京都文京区小石川15丁目20-4
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075

