

M88 耳の診察シミュレータ “EAR”

▶ 単品パンフレット

11222-000

- 仕様**
- 本体：成人頭胸部モデル
 - 材質：軟質特殊樹脂・硬質樹脂製
 - 重量：約2kg
 - 大きさ：W42×D22×H38cm（モデル本体）
 - ケース外寸：約W69×D49×H27cm

- 構成**
- モデル本体 1体
 - 耳ユニット（各左右一組） 10症例
 - 除去練習用異物（耳垢・模擬異物） 1セット
 - 異物除去練習用耳ユニット 1組
 - タルカムパウダー 1点
 - 取扱説明書 1点

監修●日本医学教育学会臨床能力教育ワーキンググループ
協力●名古屋大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科
准教授 曾根三千彦



■ 実習項目

- 直像耳鏡を使用した、鼓膜および外耳道の正常を含む10症例を診察

■ 特長

- 耳ユニットは解剖学的に正確な形状を設定しており、外耳道をまっすぐにして、症例を観察できます。
- 頭部は軟質素材のため、頭部は左右に傾けることができ、耳を少しひっぱるなど実際の診察に近い状態で練習できます。
- 左右どちらでも使用でき、耳ユニットは簡単に着脱できます。
- 症例は、正常を含む代表的な10症例を設定しています。
- 外耳道での異物除去の練習や耳垢を取る練習もできます。

交換部品

耳セット一式 ケース付
11222-010

症例入り耳一対
11222-020



※注文時は、症例番号をご指定下さい。


症例

- | | |
|---------------|-------------|
| ①正常鼓膜 | ⑥中耳炎（急性化膿性） |
| ②正常鼓膜（外耳道が太い） | ⑦真珠腫 |
| ③中耳炎（漿液性） | ⑧鼓室硬化症 |
| ④中耳炎（粘液性） | ⑨外傷性鼓膜穿孔 |
| ⑤中耳炎（慢性化膿性） | ⑩耳垢閉塞 |


*なお、症例は予告なく変更する場合がありますので
予めご了承ください。

耳垢・異物除去手技（異物除去練習用耳ユニット）

- 玩具鉄砲玉 ○ 模擬耳垢 ○ スポンジ片



正常鼓膜(R)



正常鼓膜(L)