

Simulator Intravenous Hand

手背の静脈注射シミュレータ

M91 11345-000 ¥240,000(税込 ¥252,000)Aセット

手背静脈および
前腕末端の橈側皮静脈への
注射・採血練習用
シミュレータです。

手背の静脈3箇所まで注射・採血ができます。
注射部位は消耗品として取替交換式で
本体モデルは半永久的に使用できます。
手背部全体台付を採血・静脈注射シミュレータ
"Shinjo"にセットしても使えます。



『手背の静脈注射シミュレータ』の特長

- 実際に近い感触の素材を使用し、手甲・手指の屈折が可能で点滴注射などの練習ができます。
- 台の角度を変えることができます。
- 注射部位は手背の静脈3箇所て注射・採血ができます。
- 血管の蛇行を正確に再現しています。
- 中枢側に駆血帯を巻くことができます。
- やわらかい材質を使用しているため、実際に手を握らせ穿刺部位の手前の皮膚を引っ張るなどリアルな手技を再現できます。
- 耐久性があり頻繁な練習に耐えられます。
- 注射部位は消耗品として取替交換式で半永久的に使用できます。
- 血液の逆流(フラッシュバック)が確認できます。
- 針跡がのこりません。
- 現在発売中の採血・静脈注射シミュレータ「SHINJO」の部品としてセットすることができますので大変便利です。



仕様・価格

M91 手背の静脈注射シミュレータ 11345-000 Aセット ¥240,000(税込¥252,000)
 -010 Bセット ¥240,000(税込¥252,000)

仕様 大きさ：成人・実物大
 材質：軟質特殊樹脂

Aセット

手背部付腕モデル台付×2
 循環ポンプ AC100V ×1
 模擬血液(粉末) 100g ×1
 ピーカー・スプーン ×1
 点滴用ビニールパック ×1
 輸液セット ×1
 収納ケース ×1



Bセット

手背部付腕モデル台付×1
 腕全体モデル半透明パッド付(シンジヨー腕モデル) ×1
 循環ポンプ AC100V ×1
 模擬血液(粉末) 100g ×1
 ピーカー・スプーン ×1
 点滴用ビニールパック ×1
 輸液セット ×1
 収納ケース ×1



価格値下げになりました。

交換部品



交換用手背部のみ
 11345-020 ¥50,000
 (税込¥52,500)



手背部全体台付
 11345-030 ¥70,000
 (税込¥73,500)



手背専用台
 11345-040 ¥11,000
 (税込¥11,500)

●製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

取扱店

製造元

株式会社 京都科学

URL ● <http://www.kyotokagaku.co.jp> e-mail ● rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北葎小屋町15番地
 TEL.075-605-2510(直通) FAX.075-605-2519

東京支店

〒112-0002 東京都文京区小石川1丁目20-4
 TEL.03-3817-8071(直通) FAX.03-3817-8075

