

Digital Rectal Examination Simulator

泌尿器のアセスメント

# 直腸診シミュレータ

M92 11269-000


## 直腸指診手技のための トレーニングモデルです。!

実習機会の得にくい直腸指診手技をリアルなモデル  
でトレーニング。

正常を含む4つの症例ユニットを交換して手技を  
トレーニング、同時に前立腺、または子宮頸部を  
触れることができます。

直腸部の疾患を触診できる世界初のトレーニング  
モデルです。

コンパクトで軽量、場所をとりません。




*For Objective Structured Clinical Examination  
For Physical Assessment*



## 直腸診シミュレータ

M92 Digital Rectal Examination Simulator

11269-000



## 特長

直腸は長さ約15cmのほぼまっすぐな管で、大腸の最後の部分となっています。直腸の診断には指診のほか直腸鏡、X線検査が行われますが、このシミュレータは、直腸の指診手技トレーニングのために開発されました。約7センチの深さまで触れることができ、症例は正常を含む4症例です。また、男性指診時は前立腺を女性指診時は子宮頸部を同時に触れることができます。

## 商品構成

- 本体モデル × 1
- 付属品：ワセリン × 1
- 症例ユニット
  - 正 常 × 1
  - が ん (大) × 1
  - が ん (小) × 1
  - ポリープ (有茎・無茎ポリープ) × 1
  - ※症例はユニット交換式です。
- 男性 指診用前立腺 (正常) × 1
- 女性 指診用子宮頸部 (正常) × 1

## 製品仕様

モデル部：成人実物大臀部

材 質：軟質特殊樹脂製

重 量：約6kg

寸 法：ケース外寸 約W43×D36×H49cm

## 交換部品



症例ユニット

11269-110  
No.1 正常

11269-120  
No.2 がん(小)

11269-130  
No.3 がん(大)

11269-140  
No.4 ポリープ



指診用前立腺

11269-150

指診用子宮頸部

11269-160

●製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

取扱店

製造元

株式会社 **京都科学**

URL ● <http://www.kyotokagaku.co.jp> e-mail ● [rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp](mailto:rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp)

本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地  
TEL.075-605-2510(直通) FAX.075-605-2519

東京支店

〒112-0002 東京都文京区小石川15丁目20-4  
TEL.03-3817-8071(直通) FAX.03-3817-8075

