

交換部品 パッドは2種類ございます



前腕正中皮静脈部  
注射パッド (2ヶ組)  
11388-200



手背静脈部  
注射パッド (2ヶ組)  
11388-300



模擬血液  
(綿棒タイプ・10本組)  
11388-400

NEW 実習用アンプル・実習用バイアル

注射法による薬剤投与の実習に必要な模擬アンプルと模擬バイアルを製品化しました



KNG-1 12023-100  
実習用アンプル 2mL  
(注射液タイプ)  
100本入



KNG-2 12023-200  
実習用アンプル 5mL  
(注射液蒸留水タイプ)  
100本入



KNG-3 12023-300  
実習用バイアル  
(注射液タイプ)  
100本入



KNG-4 12023-400  
実習用バイアル  
(溶解薬剤タイプ)  
100本入

NEW 点滴静注シミュレータ器具セット

MY-8 12022-800

- 静脈留置針(22G)・・・10本 (2本×5)
- 注射針(18G)・・・5本 (1本×5)
- シリンジ(5ml)・・・5本 (1本×5)
- フィルムドレッシング(固定用テープ2本付)・・・10枚 (2枚×5)
- 実習用アンプル(2ml 注射液タイプ/5ml 注射液蒸留水タイプ) 各5本 (各1本×5)
- 実習用バイアル(注射液タイプ/溶解薬剤タイプ)・・・各5本 (各1本×5)
- 患者識別バンド・・・5本 (1本×5)



5名分の演習を想定しました。  
使いやすいように1名分ごとに分け梱包を行っております

NEW 注射針/注射器の実習用サンプルセット

MY-5 12022-500

臨床で使用されている注射器や注射針、輸液ライン等の器具を実習時の事前学習用にセットしました。



No.1 シリンジの種類と用途



No.2 注射針の種類と用途



No.3 輸液ラインの取り扱い



No.4 注射針 使用方法確認セット

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

取扱店

製造元

株式会社 京都科学

URL <http://www.kyotokagaku.com> e-mail [rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp](mailto:rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp)

本社・工場  
〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15  
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店  
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号  
NREG本郷三丁目ビル 2階  
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075

H25.2

点滴静注シミュレータ  
“Vライン”

MW 9 11388-000



2か所の部位で演習可能  
前腕正中皮静脈部  
手背静脈部 (背側中手静脈)

刺入部位の確認から薬剤投与まで  
末梢静脈路確保手技を  
確実に身につける

点滴静注シミュレータ“Vライン” 誕生





2か所の部位で演習可能



前腕正中皮静脈部 手背静脈部 (背側中手静脈)

Peripheral Venous Catheter placement simulator

## 点滴静注シミュレータ “Vライン”

刺入部位の確認から薬剤投与まで末梢静脈路確保手技を総合的にトレーニング

### Point 01 基本に忠実

#### 末梢静脈路確保の技術を確実に身につける

末梢静脈路確保確保の基本となる一連の手技を網羅できるよう、細部までリアリティを追求しました

このシミュレータでは下記項目すべてを実施することができます

- 01 駆血帯を巻く
- 02 刺入部位の確認
- 03 刺入部位の消毒
- 04 静脈留置針の刺入
- 05 刺入時の逆血確認
- 06 静脈圧迫操作と内針抜去
- 07 輸液チューブの接続
- 08 輸液の自然滴下確認
- 09 静脈留置針刺入部の固定
- 10 側注管からの薬液投与



04 皮膚を伸ばしながらの静脈留置針の刺入



05 刺入時の逆血確認



06 静脈圧迫操作と内針抜去



08 輸液の自然滴下確認



09 静脈留置針刺入部の固定



10 側注管からの薬液投与

### Point 02 パッドへのこだわり

#### 穿刺手技に適したパッドを新開発

静脈留置針の刺入に適した素材を研究し、パッドを新開発。穿刺した際の感触だけでなく、ドレッシングの貼付まで行える画期的なパッドです。準備やメンテナンス性も考慮したつくりです



パッド交換が簡単

皮膚の伸展

静脈の圧迫操作

血管の怒張を表現

静脈留置針の固定

### Point 03 必要器具を付属

#### 「点滴静注シミュレータ器具セット」(5名分) を付属

留置針を使った点滴静脈注射・薬液投与の演習がすぐに行うことができます



実習用バイアル・アンプル (写真手前から) シリンジ/静脈留置針/注射針 フィルムドレッシング 患者識別バンド



届いたらすぐに演習ができます!

※追加購入は、裏面をご覧ください。

#### 構成

すぐに演習が行える構成になっています



移動・保管に便利なカバンが付属!

- 腕モデル.....1点
- 手背静脈部注射パッド(予備1点).....2点
- 前腕正中皮静脈部注射パッド(予備1点).....2点
- 模擬血液用ボトル.....1点
- 模擬血液用ボトル設置台.....1点
- 輸液セット/輸液袋.....各1点
- シリンジ(50mL・ロック式).....1点
- ディスポカップ.....1点
- 模擬血液(綿棒タイプ).....10本入り
- 専用カバン.....1点
- 点滴静注シミュレータ器具セット.....5名分



#### 点滴静注シミュレータ器具セット(5名分)



5名分の演習を想定しました。 ※詳細は、裏面をご覧ください。