

Newborn Bathing and Nursery Care Simulator "Shintaro" and "Momoko"

# 沐浴人形“柔”シリーズ

M59 新太郎くん M63 桃子ちゃん

思わず頼りたくなる  
新生児モデル

新生児の沐浴指導・実習・フィジカル  
アセスメント・全身観察に。

M59 新太郎

11278-000 A型

11278-010 B型

M63 桃子


11259-000 A型

11259-010 B型

M59・M63 男女ペア

11258-000 A型

11258-010 B型



■ 特長

- 大泉門、小泉門の形状が正確に表現されています。
- 首は固定されていません。新生児の首のすわり具合が確認できます。
- 耳介は柔らかく沐浴実習に適しています。
- 関節の継ぎ目のない一体構造で内部に水が入りません。
- 手足の屈伸が自由にできます。
- 臍帯は取り外しが可能です。
- 多目的な用途に使用できる万能型新生児モデルです。



オムツの交換

■ 実習項目

- 新生児沐浴指導・実習
- 臍帯処置および脱落後の観察と処置の実習
- 全身の観察および計測
- 浣腸実習（肛門の腔 約3センチ）
- 衣類・オムツの交換・着脱
- 授乳の実習（A型では授乳後の排尿が確認できます）
- 排尿バック取扱実習
- 耳腔、鼻腔の手入れ



衣服の着脱



沐浴



臍帯の処置




授乳

● 仕様

本体：男女新生児モデル  
 大きさ：身長 約50cm  
 頭 囲：約33cm  
 重 量：約3Kg  
 材 質：軟質特殊樹脂

● 構成

本体モデル . . . . . 男女1体  
 臍帯 . . . . . 男女1点  
 肌着 . . . . . 1式  
 哺乳瓶（A型のみ） . . . . . 1本  
 （A型では授乳後の排尿が確認できます）  
 取扱説明書 . . . . . 1点



● 関連製品

小児実習モデル



乳児7～10ヶ月モデル  
 “マロンちゃん”



幼児5～6歳モデル  
 “リンゴちゃん”

● 小児看護の実習に、合わせてご利用ください。

● 製品は内容・仕様・外観などが予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。一回の御注文が2万円に満たない場合は、別途送料を頂きます。

取扱店

製造元

株式会社 京都科学

URL ● <http://www.kyotokagaku.com>

e-mail ● [rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp](mailto:rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp)

本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地  
 TEL.075-605-2510（直通）FAX.075-605-2519

東京支店

〒112-0002 東京都文京区小石川5丁目20-4  
 TEL.03-3817-8071（直通）FAX.03-3817-8075

H21.10 5000×3DK

