

●仕様

本体：成人女性全身モデル
 大きさ：身長約158cm
 材質：軟質特殊樹脂・硬質特殊樹脂
 重量：約18kg



●構成

モデル本体 1体
 女性性器ユニット（あらかじめ装着しています） 1式
 義歯一式（あらかじめ装着しています） 1式
 かつら（あらかじめ装着しています） 1点
 臀部注射パッド（あらかじめ装着しています） 2個
 上腕注射パッド 2個
 大腿注射パッド 2個
 摘便・直腸内与薬ユニット 1式（付属品：模擬座薬、模擬便、潤滑剤）
 かんたんくん（装着式採血静注シミュレータ） 1式
 水袋 1点
 排水用ホース 1本
 排水用ポンプ（膀胱用） 1点
 排水用ポンプ（直腸用） 1点
 パジャマ・下着 1式
 取扱説明書

交換部品



女性性器ユニット
 [導尿・洗腸・腸洗浄実習]
 11251-060



かつら
 11251-010



義歯
 11251-020



上腕注射パッド（左右1組）
 11251-030



大腿注射パッド（左右1組）
 11251-040



男性性器ユニット [導尿実習]
 11251-100



臀部注射パッド（左右1組）
 11251-050



男性・女性導尿用共通弁
 11214-010



摘便・直腸内与薬ユニット
 11251-310

※摘便・直腸内与薬ユニットには、
 模擬座薬と模擬便、潤滑剤が付属しています。



模擬座薬（大・小各5点）
 11251-320



模擬便（硬便10個・軟便用
 小麦粉粘土1式）
 11251-330



潤滑剤（250ml）
 11251-340

●関連製品

Pitting Edema Model

浮腫触診モデル

MW 1 11380-000

下腿部に装着し段階的な浮腫の症状を触診実習

SP（模擬患者）や全身実習用モデル（Physiko、さくら）
 に装着することで実習の幅が広がります。

実習項目

重症度の異なる圧痕性浮腫の触診検査のトレーニング



- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

取扱店

製造元

株式会社 京都科学

URL <http://www.kyotokagaku.com> e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

本社・工場
 〒612-8388 京都市伏見区北豊小屋町15
 TEL.075-605-2510（直通）FAX.075-605-2519

東京支店
 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
 NREG本郷三丁目ビル2階
 TEL.03-3817-8071（直通）FAX.03-3817-8075



H23.11 5000×4 DK

万能型成人実習モデル

さくら II "SAKURA" 看護師教育 新カリキュラム対応モデル

M75B 11251-300

新たに看護師教育新カリキュラムの技術項目に対応
 する実習項目を追加してバージョンアップしました！

- 経管栄養(胃ろうケア)
- 摘便実習
- 点滴静脈内注射ケア
- 直腸内与薬
- 中心静脈栄養ケア



シミュレータを活かした看護実習トレーニング

万能型実習モデル さくら II “SAKURA” 看護師教育新カリキュラム対応モデル

特長

- 排便、直腸内与薬、胃ろうケア、中心静脈栄養ケア、点滴静脈注射実施時のケアなど、看護師教育新カリキュラムの技術項目に対応する実習項目を充実しました。
- 上腕・大腿部・臀部の筋肉注射手技が練習できる、装着式注射パッドがセットされています。
- 導尿実習部位は、ワンタッチ接続方式を採用し、使いやすい構造です。(バルーンカテーテル対応可)
- 独立して座位をとることができる等身大の看護実習モデルです。
- 顎関節が可動し、口腔内実習ができます。
- 胸蓋・鼻管・口腔・気管・食道・胃・直腸・膀胱・子宮・性器部は簡単に接続、脱着できるよう設計されています。
- 腕・脚部はつなぎ目のない一体型で人体に近い可動域です。
- 男性性器(別売)と交換して男性導尿実習も可能です。

実習項目

- 全身状態のアセスメントの手順
 - バイタルサインの診察手順
 - 経管栄養 (経鼻胃カテーテル挿入)
 - 経管栄養 (胃ろうケア)
 - 女性導尿
 - 浣腸・腸洗浄
 - 排便実習
 - 人工肛門のケア
 - 体位変換・保持・運動の介助・排泄援助
 - 寝衣交換
 - 関節可動域訓練
 - 全身清拭・部分浴 (足浴他)
 - 洗髪
 - 口腔内・義歯のケア
 - 点滴静脈内注射実施中のケア
 - 直腸内与薬
 - 中心静脈栄養ケア
 - 皮下注射・筋肉内注射 (上腕・大腿部・臀部)
 - 採血・静脈注射 (付属品「カンタンくん」使用)
 - 体位ドレナージの手順
 - 気管切開患者のケア
 - 酸素吸入
 - 胃洗浄
 - 膣洗浄
 - 死後の処置
- ※赤字が新たに実習が可能となった項目です

● 対応する看護師教育新カリキュラムの技術項目

- | | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| 2. 食事の援助技術 | 5. 清潔・衣生活援助技術 | 10. 症状・生体機能管理技術 |
| 3. 排泄援助技術 | 6. 呼吸循環を整える技術 | 13. 安楽確保の技術 |
| 4. 活動・休息援助技術 | 8. 与薬の技術 | |



■ 体位変換・保持・運動の介助・排泄援助



■ 寝衣交換



■ 関節可動域訓練

つなぎ目のない手足と可動する関節をもつ全身モデルです。



■ 洗髪

人毛かつらですので、実際にシャンプー・ブラッシング・ドライヤーを用いた洗髪実習ができます。
※かつらは実習後必ず説明書に従ってお手入れを行ってください。



■ 経管栄養 (経鼻胃カテーテル挿入)

経鼻カテーテル実習ができます。カテーテルは4号をご使用下さい。



■ 経管栄養 (胃ろうケア)

胃ろうを装着した部分のケアの実習ができます。



■ 女性導尿

導尿実習はリアルにしかも使いやすいワンタッチ接続新方式を採用しています。(バルーンカテーテル対応可)別売の男性性器と交換して、男性導尿実習も可能です。



■ 浣腸・腸洗浄

腰部の左臀部注射パッドを取り出して、腰側チューブのジョイントに直腸排水用ホースジョイントを差しこんで腸洗浄実習ができます。カテーテルは14号をご使用下さい。



■ 口腔内・義歯のケア



■ 点滴静脈内注射ケア

点滴静脈内注射実施中の患者のケアが実習ができます。手背部及び前腕部静脈の2か所の実習が可能です。



■ 直腸内与薬

肛門部から直腸内に指で座薬を挿入する実習ができます。



■ 中心静脈栄養ケア

中心静脈栄養のカテーテル挿入時のケアが実習ができます。鎖骨下静脈、内頸静脈の2か所の実習が可能で、カテーテルを留置した状況での、体位の変換や寝衣の交換などの実習もできます。



■ 排便実習

あらかじめ直腸内にセットした模擬便を、肛門部から指を挿入し摘出する実習ができます。排便のユニットは交換式で、一つのユニットで直腸内与薬の実習も行うことができます。



■ 人工肛門のケア

人工肛門のケアの実習ができます。



■ 皮下注射・筋肉内注射 (上腕・大腿部・臀部)

上腕・大腿部筋肉内注射パッド及び臀部パッドは、装着式で左右どちらにも使用でき実習に便利です。装着式新方式を採用しました。