

Male Catheterization Simulator

# 男性導尿・清拭モデル

M78 11214-000 ¥75,000(税込 ¥78,750)

尿道は S 字形に屈曲し、  
実際のカテーテル挿入手技を  
確認しながらシミュレーションできます。

柔らかい皮膚とシンプルな構造は  
臨場感あふれる実習と  
あとかたづけの手間を省きます。



『男性導尿・清拭モデル』の特長

- カテーテルが膀胱に届くと実際に排尿されるシンプルな設計です。  
(水をご使用ください。)
- 透明な素材を使用し解剖学的な配置を考慮した設計で、カテーテル挿入の様子を確認しながら手技できます。
- 非常に柔らかい材料を使用し、尿道が実際のようにS字形に屈曲しており、陰茎部を正しく引き上げることで尿道をまっすぐにできリアルな実習ができます。
- コンパクトに設計され実際の体位をとった手技ができます。
- バルーンカテーテルによる留置ができます。
- 柔らかい材料を使用したリアルな局部は清拭の手技の練習に最適です。



仕様・価格

M78 男性導尿・清拭モデル 11214-000 ¥75,000(税込¥78,750)

仕様 大きさ：約W15×D15×H20cm  
 材質：軟質特殊樹脂  
 膀胱：約300ml(液補充ロートスタンド式)

交換部品



弁(男性・女性導尿用共通交換弁)  
 11214-010 ¥1,300  
 図¥500 (税込¥1,365)

ディスプレイカテーテル、バルーンカテーテルなど各種カテーテルによるデモンストレーションに役立つモデルです。

CLA7/10 男性導尿カテーテル説明モデル  
 11675-000 ¥39,000(税込¥40,950)



仕様 材質：特殊樹脂  
 分解数：2  
 大きさ：約 W80×D50×H180mm  
 実物大

\*カテーテル・翼状針は商品に含まれておりません。

●製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

取扱店

製造元

株式会社 京都科学

URL ● <http://www.kyotokagaku.co.jp> e-mail ● [rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp](mailto:rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp)

本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地  
 TEL.075-605-2510(直通) FAX.075-605-2519

東京支店

〒112-0002 東京都文京区小石川5丁目20-4  
 TEL.03-3817-8071(直通) FAX.03-3817-8075

