

Airway Suction Trainer "Q"

吸引シミュレータ "Qちゃん"

M85 11229-000 ¥148,000(税込 ¥155,400)

すばやい判断が大切な命を救う！
一時的吸引法の習得に。

模擬痰を使って
一時的吸引法のトレーニングができます。
モデルの側面窓より
気道内部の様子を確認しながらシミュレーション。
挿入されたカテーテルの位置や動きが見え、
グループでの実習にも最適。
口鼻腔内吸引と気管切開部からの
気管内吸引の手技が行えます。
訪問看護・在宅看護の実習に。



『吸引シミュレータ“Qちゃん”』の特長

- 一時的吸引法(口鼻腔内吸引・気管内吸引)の習得ができます。
(*気管内吸引は気管切開部からの手技です)
- 内部の様子を確認しながらシミュレーションできます。シミュレータ本体の断面を透明にしてあり、内部のカテーテル挿入の様子を確認しながらシミュレーションできるので、グループでの実習に最適です。
- 模擬痰を使ってリアルな手技がシミュレーションできます。咽喉頭部は口腔と鼻腔から、気管部は気管切開部からカテーテルを挿入して吸引ができます。
- 内部がリアルに再現されているのでカテーテルを挿入するとき、長さの確認も行うことができます。
- メンテナンスが楽にできます。モデル部の皮膚は脱着でき、シミュレーションが終了したら水洗いできます。



気管切開部からの吸引



口腔内吸引



鼻腔内吸引



小型吸引器での実習



CPS 実習ユニットでの実習

仕様・価格

M85 吸引シミュレータ Qちゃん 11229-000 ¥148,000(税込¥155,400)

仕様	モデル部:成人男性 大きさ:約W45×D23×H15cm 材質:軟質特殊樹脂製 ケース入り	構成	●本体モデル ×1 ●カテーテル2種 各1本 ×1 (口腔・鼻腔用 14Fr、気管内挿管用 14Fr) ●シリンジ(注射器)(50ml) ×1 ●トレイ ×1 ●模擬痰(600ml) ×1 ●潤滑油スプレー(シリコンすべり剤) ×1
----	--	----	--

交換部品



皮膚(気管部付)
11229-020 ¥90,000
(税込¥94,500)



模擬痰
11229-010 ¥2,300
(税込¥2,415)



潤滑油スプレー(シリコンすべり剤)
11229-030 ¥1,600
(税込¥1,680)



カテーテル 2種組
11229-040 ¥500
(税込¥525)

●製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

取扱店

製造元

株式会社 京都科学

URL ● <http://www.kyotokagaku.co.jp> e-mail ● rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北葎小屋町15番地
TEL.075-605-2510(直通) FAX.075-605-2519

東京支店

〒112-0002 東京都文京区小石川1丁目20-4
TEL.03-3817-8071(直通) FAX.03-3817-8075

