

Baby & Child Patient Care Models

小児看護実習モデル

M86 リンゴちゃん M73 マロンちゃん

M86 11324-010 ¥280,000(税込 ¥294,000)

M73 11324-000 ¥230,000(税込 ¥241,500)

小児看護実習用乳児と幼児のモデル
実感のともなう小児看護の実習に！

おすわりできます。

(幼児 5～6 歳 リンゴちゃんのみ)

軟質特殊樹脂製で生体によく似た感触です。

新生児(沐浴)モデルに加え、

乳児と幼児のモデルがそろいました。



M73 マロンちゃん

乳児 7～10 ヶ月モデル“マロン”ちゃん



M86 リンゴちゃん

幼児 5～6 歳モデル“リンゴ”ちゃん
おすわりできます。

『小児看護実習モデル』の特長

- 生体と同様の可動域に近づけています。肩・肘・膝、手首・足首・指が可動します。
- 乳児モデルは、身長を約 70 センチとし、約 7~10 ヶ月の乳児の体重、体の大きさが体感できます。
- 幼児モデルは、身長を約 105 センチとし、5~6 歳の幼児の体重、体の大きさが体感できます。
- 独自の軟質樹脂を使い、人体に近い感触を表現し、リアルな実習ができます。



仕様・価格

M86 幼児 5~6 歳モデル リンゴちゃん 11324-010 ¥280,000(税込¥294,000)

仕様	身長：約 105cm	実施項目	●抑制の仕方	●体位変換
	重量：体感約 15kg を想定		●翼状針の固定	●寝衣交換
	内部金属骨格		●点滴状態での着衣の交換	●全身清拭など
	パジャマ付		●酸素テントの張り方	

M73 乳児 7~10 ヶ月モデル マロンちゃん 11324-000 ¥230,000(税込¥241,500)

仕様	身長：約 70cm	実施項目	●抑制の仕方	●体位変換
	重量：体感約 9kg を想定		●翼状針の固定	●寝衣交換
	内部金属骨格		●点滴状態での着衣の交換	●全身清拭など
	パジャマ付		●酸素テントの張り方	

M59・63 沐浴人形“柔”シリーズ 新太郎くん・桃子ちゃん

11278-000	新太郎 A 形	¥98,000(税込¥102,900)
11278-010	新太郎 B 形	¥88,000(税込¥ 92,400)
11259-000	桃子 A 形	¥98,000(税込¥102,900)
11259-010	桃子 B 形	¥88,000(税込¥ 92,400)

仕様	身長：約 50cm
	重量：約 3kg
	頭囲：約 33cm
	A 形は授乳後の排尿が確認できます。



なぜか木になる三姉妹

リンゴちゃん

マロンちゃん

桃子ちゃん



- デモ・お見積もりは営業担当までご連絡ください。
- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になることがございますので予めご了承ください。

取扱店

製造元

株式会社 京都科学

URL ● <http://www.kyotokagaku.co.jp> e-mail ● rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510(直通) FAX.075-605-2519

東京支店

〒112-0002 東京都文京区小石川1丁目20-4
TEL.03-3817-8071(直通) FAX.03-3817-8075

