

NEW NCPR モデル

型番 MW32 | コードNo 11400-100



新生児の基本的なケア及び蘇生法が
トレーニングできる全身モデルで、
新生児蘇生法講習会にも最適

特長

- 肋骨・気管支・肺・食道・胃・臍帯を備えた新生児の全身モデル。
- 気管挿管時の両肺・片肺挿管を確認。
- 臍帯は柔らかくリアルな素材で、動静脈ルートの確保から採血まで対応。
- 経管栄養法における胃へのチューブの到達確認。
- 胸骨圧迫。

仕様

本体：新生児モデル(生後4週想定)
大きさ：身長約50cm
材質：軟質特殊樹脂製
重量：約2.6kg

構成

モデル本体 1体
潤滑剤 1本
取扱説明書

実習項目

・基本的ケア ※沐浴実習にはご使用頂けません。

- ・体位変換、清拭等のケア
- ・大泉門の確認
- ・臍帯の切断・処置、臍帯静脈カテーテルの挿入と採血
- ・経管栄養(経鼻、経口)
※胃への到達確認も可能
- ・吸引(口腔、鼻腔)

・蘇生法

- ・胸骨圧迫
- ・気道確保
- ・バッグバルブマスク換気

※静脈注射、カテーテル挿入が必要な場合は、NCPRモデルPlusをお買い求めください。

実習用推奨器具

- ・経管栄養チューブ：5Fr
- ・吸引カテーテル：5Fr
- ・臍帯用カテーテル：16G・30cm
- ・喉頭鏡：ブレードサイズ #0
- ・バッグバルブマスク：新生児用



大泉門の触診



臍帯処置、臍帯カテーテルの挿入・採血
(臍帯は動脈と静脈を再現)



経管栄養(経鼻、経口)
(気泡音による胃への到達確認)



吸引(口腔、鼻腔)



胸骨圧迫



喉頭鏡による気管挿管
(挿管後の片肺・両肺換気確認)



BVMIによる換気
(胸部の拳上確認)

交換部品



マスク (NCPR共通)
11400-010



胸腹部皮膚 (NCPR共通)
11400-020



臍帯4個組 (NCPR共通)
11400-030



トレーニングモデル用潤滑剤
11229-050

NCPR モデル Plus専用交換部品



右腕皮膚
11400-040



右脚皮膚
11400-050



右腕用静脈チューブ(4本組) 11400-060



右脚用静脈チューブ(4本組) 11400-070



模擬血液(綿棒タイプ・10本組) 11388-400

関連製品のご提案



DAMシミュレータートレーニングモデル
MW13 11392-000