

# NEW 妊婦腹部触診シミュレータ

型番 MW34 | コードNo 11414-000



39~40週の妊婦を想定したモデルで、  
触診（レオポルド触診法、ザイツ法）、  
聴診（胎児心音聴取）、  
計測（腹囲測定、子宮底測定、骨盤外計測）等  
妊婦健診における基本的な腹部触診技術が  
1台でトレーニングできます

## 特長

- 新しい素材で生体に近い腹部の触診感覚を実現。
- 骨盤と胎児の位置・形状を正確に再現。
- 子宮内の胎児は、様々な胎位・胎向を設定可能。
- 実際の胎児から録音したリアルな心音。

## 仕様

本体：妊婦胸腹部モデル  
 大きさ：W30×D60×H30cm  
 材質：軟質特殊樹脂・硬質樹脂  
 重量：約11.2Kg  
 電源：AC100V～240V（本体）50/60Hz  
 単4電池2本（リモコン）  
 消費電力：1W

## 構成

モデル本体 1台  
 ACアダプタ 1点  
 リモコン 1点  
 タルカムパウダー（パフ付）1点  
 バスタオル 1枚  
 取扱説明書

## 実習項目

### ● 触診（レオポルド触診法、ザイツ法）

ランドマークとなる骨盤の位置や形状、胎児の特徴的な部位を正確に再現しており、新しい素材により、リアルな胎児の触診が行えます。また、胎位や胎向が自由に設定できるので、ザイツ法における評価実習も可能です。

- ・レオポルド4段触診法
- ・Seitz（ザイツ）法触診（+，±，-）



第1段

### ● 計測（腹囲、子宮底、骨盤外）

胎児の体重予測、成長、羊水量の変化を推定するための腹囲や子宮底長、骨盤外計測が可能です。計測のランドマークとなる恥骨結合上縁結合部や臍部、剣状突起や腸骨稜、大転子の位置と形状を正確に再現しています。

- ・腹囲測定
- ・子宮底測定
- ・骨盤外計測



腹囲測定

### ● 聴診（胎児心音）

超音波ドップラ診断装置及び聴診器により録音した実際の胎児心音・臍帯血流音を聴診できます。ドップラ診断装置による胎児心音は、「心音のみ」「臍帯血流音のみ」「心音+臍帯血流音」を切り替えでき、胎児内蔵スピーカ/外部スピーカの音量は心拍数の変更、切り替えが可能です。

- ・ドップラ診断装置による録音
- ・臍帯血流音
- ・胎児心音と臍帯血流音の混合音（胎児正面からの聴診音）
- ・胎児心音（胎児背面部位での聴診音）  
※超音波ドップラ診断装置による心音聴診は出来ません。
- ・聴診器による胎児心音の録音



聴診器による聴診

## 交換部品



胸腹部皮膚（妊婦腹部触診用）  
11414-010

看護技術・  
介護技術  
小児・母性・  
助産

診察

超音波診断

臨床手技

救急

体験学習教材

妊娠期の  
ケア

分娩介助

産褥期の  
ケア

NCPR

沐浴/  
バイタルサイン

小児実習

小児医療的  
ケア

乳房マッサージ