

NEW 妊婦内診シミュレータ

型番 MW35 | コードNo 11415-000



新素材の外陰部と産道の再現により、
生体に近い感覚で妊娠末期から分娩
第1期のビショップスコアを確認

特長

- 外陰部に伸縮性、復元性、耐久性に優れた新素材を採用。
- 子宮口開大度モジュールは、ワンタッチで交換でき7段階の胎児下降度設定が可能。
- 内診のランドマークとなる、坐骨棘や恥骨結合を再現。
- 小泉門を再現し児頭の位置確認が可能。

仕様

本体：妊婦腰部モデル(腹部カバー付)
大きさ：W74×D44×H33.5cm(本体)
材質：軟質特殊樹脂、硬質樹脂
重量：10.3Kg

構成

モデル本体 1台
外陰部ユニット 1点
膣部ユニット 1点
子宮口開大度モジュール 5種
モデル固定ベース 1点
潤滑剤 150ml×3本
タルカムパウダー(バフ付) 1点
バスタオル 1枚
取扱説明書

実習項目

・内診

- ・坐骨棘間を結んだ(ステーション)の確認と下降度を確認
- ・子宮口開大度評価
- ・子宮口の柔らかさ
- ・導尿カテーテルの挿入手順
- ・子宮頸部の細胞診標本
- ・児頭の向き


・クスコ式膣鏡での確認

モデルの特長

優れた伸縮性と復元性、耐久性を
実現した外陰部



胎児との位置関係を理解するための
坐骨棘、恥骨結合を再現



坐骨棘間を結んだ(ステーション)の確認と下降度を確認



子宮口開大度モジュールはワンタッチでセット可能



胎児下降度(-3~+3)もレバーで簡単設定

交換部品



子宮口開大度モジュール5種
組11415-010



外陰部ユニット(内診、分娩助共通)
11415-030



潤滑剤(助産演習用)
11415-020

関連製品のご提案



子宮頸管開大度説明パネル
W43093 11374-000

看護技術・
介護技術
小児・母性・
助産

診察

超音波診断

臨床手技

救急

体験学習教材

妊娠期の
ケア

分娩助

産褥期の
ケア

NCPR

沐浴/
バイタルサイン

小児実習

小児医療的
ケア

乳房マッサージ