

# NEW 分娩介助シミュレータ

型番 | コードNo  
MW36 | 11416-000



新素材の外陰部と産道の再現により、  
会陰保護から胎児、胎盤の娩出まで、  
より生体に近い演習が行えます

### 特長

- 外陰部に伸縮性、復元性、耐久性に優れた新素材を採用。
- 正確な産道・坐骨棘・恥骨結合・尾骨を再現し、解剖の理解と手技がつけられます。
- 伸縮性の高い外陰部と適切な産道形状、固定用ハンドルにより胎児の娩出がスムーズに行えます。

### 仕様

本体:妊婦腰部モデル(腹部カバー付)  
大きさ:W74×D44×H33.5cm(本体)  
材質:軟質特殊樹脂、硬質樹脂  
重量:11.2Kg

### 構成

モデル本体 1台  
外陰部ユニット 1点  
胎児モデル 1点  
胎盤モデル 1点  
切断用臍帯 3本  
臍帯 1本  
タルカムパウダー(パフ付) 1点  
卵膜 5枚  
潤滑剤 150ml×3本  
バット 1個  
バスタオル 1枚  
取扱説明書

### 実習項目

- ・分娩体位別介助法(仰臥位・膝手位)
- ・会陰保護、肛門の保護
- ・胎児の娩出(鉗子分娩・吸引分娩)
- ・臍帯の結紮・切断
- ・胎盤の娩出
- ・卵膜の確認

### モデルの特長

#### 伸縮性と耐久性に優れた外陰部によるリアルな胎児の娩出



#### 解剖の理解に基づく手技の習得

骨盤と胎児の位置関係を目で確認しながら実習できます。



娩出時の胎児の動線を再現

2つの分娩体位が可能  
仰臥位・膝手位

### 交換部品



外陰部ユニット  
(内診、分娩介助共通)  
11415-030

胎児モデル  
11416-010  
お問い合わせください

胎盤モデル  
11416-020

切断用臍帯10本組  
11416-030

卵膜5枚組  
11416-040

潤滑剤(助産演習用)  
11415-020

外陰部ユニット  
(会陰縫合用)  
11417-020

### 別売部品