

NEW 会陰裂傷縫合モデル

型番 MW37 | コードNo 11417-000



分娩における会陰部の裂傷を再現した縫合トレーニングモデルで、新しい素材により繰り返し使用する事が可能です

特長

- 会陰裂傷第1度を想定した縫合法トレーニングモデルです。
- 外陰部に、伸縮性、耐久性に優れた新素材を採用する事で繰り返し縫合トレーニングが行えます。
- 外陰部皮膚は、別売の分娩助産シミュレータ用外陰部ユニットに装着し、ボディに装着する事でよりリアルなトレーニングが行えます。

仕様

本体：会陰部モデル
 大きさ：W16×D23×H20.5cm
 材質：軟質特殊樹脂
 重量：1.5Kg


構成

外陰部皮膚 1枚
 支持台 1台
 タルカムパウダー（1バフ付） 1点
 取扱説明書

実習項目

・会陰縫合法

- ・単一結節縫合
- ・垂直マットレス縫合



会陰裂傷第1度を再現



別売部品の外陰部ユニット(会陰縫合用) P.45 を分娩助産シミュレータのボディに取り付けて実習することもできます。

交換部品



外陰部皮膚2枚組(会陰縫合用)
11417-010

別売品

会陰縫合器具セット
 (持針器・ピンセット・ハサミ・針・糸)
 11417-030

看護技術・
介護技術
小児・母性・
助産
診察
超音波診断
臨床手技
救急
体験学習教材

妊娠期の
ケア

分娩助産

産褥期の
ケア

NCPR

沐浴/
バイタルサイン

小児実習

小児医療的
ケア

乳房マッサージ