

# NEW 産褥子宮触診シミュレータ

型番 | コードNo  
MW38 | 11418-000



解剖理解に基づく腹部モデルと新素材の腹壁により、産褥早期における子宮収縮状態の触診実習が可能です

### 特長

- 触診のランドマークとなる、へそ、恥骨、子宮を正確に再現。
- 腹壁に新素材を採用し、子宮収縮状態のリアルな観察、子宮底長測定が可能。
- 4種類の子宮モデルは簡単に交換可能。

### 仕様

本体：産褥婦腰部モデル  
大きさ：W28×D42×H26cm  
材質：軟質特殊樹脂  
重量：7.4Kg


### 構成

モデル本体 1台  
子宮モデル 4種  
タルカムパウダー（パフ付）1点  
バスタオル 1枚  
取扱説明書

### 実習項目

- ・産褥早期における子宮の状態観察
- ・子宮底のメジャーによる計測と触診
- ・外陰部の観察・清拭
- ・産後のマッサージ指導

### ・脱肛の確認



### 子宮底の触診



### 子宮底長の計測



### 子宮の設定（4種類）

1日目 良好	1日目 不良	3日目 良好	5日目 良好
良好 (腹壁と子宮の境界が明瞭で硬く触れる)		不良 (子宮が柔らかく触れるか境界不明瞭)	

### 交換部品



胸腹部皮膚（産褥子宮触診用）  
11418-010



子宮モデル4種組  
11418-020