

MW48



Simulador de Cuidado Perinatal Integral "Hana"

Sea parte del viaje de Hana como una nueva madre

Maniquí de entrenamiento que cubre desde el periodo gestacional hasta el postnatal.
¡Déjenos ayudarlo en su primer paso en el cuidado perinatal!



CARACTERÍSTICAS

- 1 | Abdomen intercambiable para simular exámenes perinatales, examen de ultrasonido del feto de 23 semanas, examen cervical, parto, desgarro perineal y puerperio.



PUNTOS RELEVANTES



Partes fácilmente intercambiables



Compatible con silla de parto



Durable y realísimamente elástico



Anatomía precisa

TECNICAS

- | Alimentación por sonda nasogástrica
- | Manejo de vía aérea, asistencia de intubación
- | Cuidado oral y dental
- | Mascarilla de oxígeno
- | Bombeo estomacal
- | Succión
- | Inyección y canulación intravenosa (vena media izquierda)
- | Cuidado de cánula (vena dorsal izquierda)
- | Cateterización urinaria
- | Cuidado de los genitales
- | Procedimientos de chequeo
- | Evaluación de mamas y pezones normales
- | Compresiones torácicas
- | Colocación de la vía epidural
- | Cuidado de la vía IV (vena dorsal de la mano izquierda)

Partes opcionales

- | Inyección IM (brazo superior)
- | Inyección SC (brazo superior)

Examen Perinatal

Durante el embarazo

Examen perinatal

- | Palpación
- | Maniobras de Leopold, evaluación de desproporción cefalopélvica
- | Feto repositionable
- | Auscultación de los sonidos fetales, con frecuencia cardíaca ajustable de 60 a 180.
- | Circunferencia abdominal, altura uterina y pelvimetría externa medibles



Examen de ultrasonido

- | Escaneo del feto de 23 semanas
- | Evaluación de tamaño fetal usando DBP, CA y LF etc
- | Medición del volumen del líquido amniótico
- | Determinación de la presentación fetal



Parto

Examen cervical

- | 5 tipos de modelo de dilatación cervical
- | Determinación de índice de Bishop (índice cervical)
- | Chequeo de la posición de cabeza fetal



Durante el parto

- | Varias posiciones: Supina, lateral, a cuatro extremidades
- | Protección perineal
- | Presentaciones cefálica y podálica
- | Parto mediante fórceps obstétricos y parto con extracción ventosa
- | Amarre y corte del cordón umbilical
- | Extracción de la placenta
- | Inspección del saco amniótico
- | Inserción del catéter urinario



Desgarro perineal

- | Perineorrafia:
 - sutura simple interrumpida
 - sutura colchonera vertical
- | Práctica de sutura repetitiva para el desgarro perineal del 1er grado



Puerperio

Evaluación puerperal

- | Evaluación de involución uterina en puerperio temprano: 4 variaciones
- | Medición y palpación del fondo uterino
- | Limpieza y evaluación perineal
- | Masaje postparto
- | Evaluación de prolapso anal



DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 164 cm/ 63 plgds Peso: 20 kg / 2.2 lbs

CONTENIDO DEL JUEGO

* Componentes básicos del maniquí. Los módulos de entrenamiento se suministran por separado.

1 maniquí	1 almohadilla de punción (vena media)
1 peluca	1 bolsa de riego
1 máscara para Hana	1 bomba y manguera de drenaje
1 dentadura	1 lubricante para los modelos
1 genitales femeninos	1 talco en polvo
1 ropa de maternidad	1 manual de instrucciones

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

REPUESTOS

11229-050	lubricantes para los modelos
11251-030	2 repuestos de almohadilla de IM en hombro
11416-040	5 láminas de velamen
11416-030	10 cordones umbilicales para onfalotomía
11417-010	2 insertos genitales
11415-040	lubricante (500ml)

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

11406-040	peluca
11415-030	unidad genital
11415-010	insertos de dilatación cervical
11416-020	placenta