



Simulador de Asistencia de Parto Vaginal

Simula el parto del neonato desde la protección perineal hasta la extracción de la placenta



Protección perineal, protección de esfínter anal



Asistencia de parto



Extracción fluida del neonato



Pinzamiento, amarre y corte del cordón umbilical



Extracción de placenta



Inspección de placenta y velamen

CARACTERÍSTICAS

- 1 | Área genital hecha de material innovador que destaca en elasticidad, durabilidad y resiliencia, ofreciendo la oportunidad de un entrenamiento repetitivo.
- 2 | Canal vaginal, espina isquiática y unión púbica anatómicamente correctos que facilitan el entrenamiento con un buen entendimiento anatómico.
- 3 | Los genitales externos elásticos, la forma realista del canal vaginal y su manija de sujeción del cuerpo materno facilitan la simulación de un parto fluido.

TECNICAS

- | Asistencia de parto para diferentes posiciones de parto (dorsal, a cuatro extremidades)
- | Protección perineal
- | Parto del feto (con forceps, o con extracción ventosa)
- | Pinzamiento, amarre y corte del cordón umbilical
- | Extracción de la placenta
- | Inserción de catéter urinario
- | Inspección de velamen

CARACTERÍSTICAS CLAVE



Entrenamiento de técnicas asociándolas con su entendimiento anatómico

La posición del feto a la pelvis se puede observar bajo una visión directa durante el parto.

Dos posiciones de parto posibles

- Posición dorsal
- Posición a cuatro extremidades

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A74 x P44 x A33.5 cm Peso: 11.2kg / 24.7 lbs
A29 x P17x A13 plgds

CONTENIDO DEL JUEGO

1 cuerpo materno	1 talco en polvo
1 unidad genital (para examen cervical y asistencia de parto)	5 láminas de velamen
1 feto	1 lubricante (500 ml)
1 placenta	1 bandeja
1 cordón umbilical	1 manual de instrucciones
3 cordones umbilicales para onfalotomía	1 toalla

MATERIALES

Resina blanda, plástico duro
Libre de látex

REPUESTOS

11415-030	1 unidad genital
11416-020	1 placenta
11416-040	5 láminas de velamen
11416-030	10 cordones umbilicales para onfalotomía
11415-040	1 lubricante (500 ml)

PARTES OPCIONALES

11417-020	unidad genital (marco, piel)
11416-100	módulo de parto vaginal
11418-100	módulo de involución uterina