


膀胱内尿量測定ファントム



モデル本体と膀胱キューブ4点のセットです

●在宅看護での携帯型（ポケット）エコー診断をトレーニング

膀胱内容量の異なる4種のキューブで膀胱エコーを実施し、膀胱内の尿の貯留量を確認して、適切な指導や処置を判断します。

●病院で下部尿路機能回復のために実施する包括的排尿ケアの演習に活用


下部尿路機能障害を有する患者に対して、排尿ケアチーム（多職種連携チーム）が実施する包括的排尿ケアの一環としての膀胱エコー技術の習得に活用いただけます。




トレーニング項目

○ 膀胱エコー診断でのプローブ操作テクニックの習得


扇操作




スライド操作（横移動）



回旋操作




スライド操作（縦移動）




○ 膀胱内をエコーで確認し、尿容量など膀胱内の状況確認をトレーニング。


4種の膀胱容量の異なるキューブを活用し、患者シナリオ診察をシミュレーションできます。




50mL（膀胱内尿量）



150mL（膀胱内尿量）



300mL（膀胱内尿量）



尿閉+バルーン



取扱店

製造元



株式会社 京都科学

URL <http://www.kyotokagaku.com>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

● 京都本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15
TEL.075-605-2510（直通）FAX.075-605-2519

● 東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071（直通）FAX.03-3817-8075