

注腸カテーテル挿入シミュレータ

MW68

医療画像用ファントム

コードNo
11461-000 ※収納ケース付



下部消化管検査(注腸造影検査)での ダブルバルーン挿入・確認用モデル

特 長

○解剖学的に正確に設計しており、カテーテル挿入長なども実際のヒト同様に確認が行えます。

仕 様

本体:成人臀部モデル
大きさ:約W37×D28×H30cm
重量:約6.0 kg
材質:軟質特殊樹脂

構 成

モデル本体 1体
肛門部 1点
ワセリン 1点
収納ケース
取扱説明書

実 習 項 目

・カテーテル挿入 ・造影剤/空気の吸引 ・カテーテル抜去

別売部品



ダブルバルーンカテーテルセット
11461-010


鼻腔カテーテル造影剤注入シミュレータ

MW69

放射線
／
CT

放射線／
CT
MRI／
核医学
治療計画

コードNo
11462-000 ※収納ケース付



鼻腔カテーテルから造影剤注入から カテーテル抜去まで一連の流れを学ぶ

特 長

- 模擬造影剤(水)の注入が可能です。
- 解剖学的理解が深まるルートモデルが付属しています。
- 付属の支持台(60°)を使用してテーブル上での実習も可能です。

仕 様


本体:成人頭胸部モデル
大きさ:約W65×D37×H23cm
重量:約4.4kg
材質:軟質特殊樹脂

構 成

モデル本体 1体
支持台 1式
排液用ホース 1本
漏斗 1点
デイスボカップ 1点
トレーニングモデル用潤滑剤 1点
ルートモデル 1点
胸部シート 1点
収納ケース
取扱説明書

実 習 項 目

・カテーテル挿入/抜去 ・模擬造影剤(水)の注入
・ルートの確認(解剖) ・体位設定



胸部シート

交換部品



シミュレータ用マスク(皮膚)
11384-030

消耗品



トレーニングモデル用潤滑剤
11229-050

PBU
シリーズ

胸部ファントム

放射線診断

精度管理用

その他