

DECT評価用ファントム TR-A型 / TR-J型 / TR-I型 測定用オプションロッド ラインナップ

コード	商品名	サイズ [直径 mm(測定部 core径)]	材料・その他
41941-000-01	カルシウムロッド (Φ 12) 10mgCa/mL	Φ 20(Φ 12)	・ Aqua Slab + Ca(OH) ₂ ・ 左記以外にも製作可能 (-300mgCa/mL まで)
	カルシウムロッド (Φ 12) 50mgCa/mL	Φ 20(Φ 12)	・ Aqua Slab + Ca(OH) ₂ ・ 左記以外にも製作可能 (-300mgCa/mL まで)
	カルシウムロッド (Φ 12) 100mgCa/mL	Φ 20(Φ 12)	・ Aqua Slab + Ca(OH) ₂ ・ 左記以外にも製作可能 (-300mgCa/mL まで)
	カルシウムロッド (Φ 12) 200mgCa/mL	Φ 20(Φ 12)	・ Aqua Slab + Ca(OH) ₂ ・ 左記以外にも製作可能 (-300mgCa/mL まで)
	カルシウムロッド (Φ 12) 300mgCa/mL	Φ 20(Φ 12)	・ Aqua Slab + Ca(OH) ₂ ・ 左記以外にも製作可能 (-300mgCa/mL まで)
41941-000-02	尿酸ナトリウムロッド	Φ 20(Φ 10 × t 5 mm)	・ Aqua Slab + MSU タブレット ・ 作製濃度についてはお問い合わせください
41941-000-03	ピロリン酸カルシウムロッド	Φ 20(Φ 12)	・ Aqua Slab + CPP ・ 作製濃度についてはお問い合わせください (- 400mg/mL まで)
41941-000-04	DXA 簡易評価用ロッド (0.6、0.9、1.2g/cm ²)	Φ 20(Φ 20)	・ エポキシ+ハイドロキシアパタイト ・ L 50mm ・ 骨密度 0.6、0.9、1.2g/cm ² が 1 本に連結
41941-000-06	水測定用ロッド	Φ 20(Φ 12)	・ Aqua Slab
41941-000-07	尿酸ロッド	Φ 20(Φ 12)	・ Aqua Slab + UA ・ 作製濃度についてはお問い合わせください (- 300mg/mL まで)
41941-000-08	ガドリニウムロッド 10mM	Φ 20(Φ 12)	・ Aqua Slab + C33H57G _b O ₆
41941-000-09	軟組織 (肝臓) ロッド	Φ 20(Φ 20)	・ DECT 対応軟組織等価材
41941-000-10	調整台		
41941-000-11	ヨードロッド (Φ 12) 0.5mgI/mL	Φ 20(Φ 12)	・ Aqua Slab + NaI
	ヨードロッド (Φ 12) 1mgI/mL	Φ 20(Φ 12)	
	ヨードロッド (Φ 12) 2mgI/mL	Φ 20(Φ 12)	
	ヨードロッド (Φ 12) 4mgI/mL	Φ 20(Φ 12)	
	ヨードロッド (Φ 12) 5mgI/mL	Φ 20(Φ 12)	
	ヨードロッド (Φ 12) 6mgI/mL	Φ 20(Φ 12)	
	ヨードロッド (Φ 12) 8mgI/mL	Φ 20(Φ 12)	
	ヨードロッド (Φ 12) 10mgI/mL	Φ 20(Φ 12)	
	ヨードロッド (Φ 12) 12mgI/mL	Φ 20(Φ 12)	
	ヨードロッド (Φ 12) 15mgI/mL	Φ 20(Φ 12)	
41941-000-22	ヨードロッド (Φ 3) 2mgI/mL	Φ 20(Φ 3)	・ ポリウレタン樹脂 ・ ICRP Publication23
	ヨードロッド (Φ 3) 6mgI/mL	Φ 20(Φ 3)	
	ヨードロッド (Φ 3) 10mgI/mL	Φ 20(Φ 3)	
41941-000-13	筋肉 ICRP Publication 23	Φ 20(Φ 20)	・ ポリウレタン樹脂 ・ ICRP Publication23
41941-000-14	脂肪 ICRP Publication 23	Φ 20(Φ 20)	・ ポリウレタン樹脂 ・ ICRP Publication23
41941-000-15	全軟組織 ICRP Publication 23	Φ 20(Φ 20)	・ ポリウレタン樹脂 ・ ICRP Publication23
41941-000-23	筋肉 90% + 脂肪 10% ICRP Publication 23	Φ 20(Φ 20)	・ ポリウレタン樹脂 ・ ICRP Publication23
41941-000-16	チタンロッド	Φ 20(Φ 12)	・ Aqua Slab+ チタン棒
41941-000-17	Aqua Slab(WEM)	Φ 20	・ Aqua Slab(WEM)
41941-000-18	試料瓶 (20 個)		
41941-000-19	試料瓶ホルダー		
41941-000-20	充填棒 (線量計挿入孔用)	Φ 13	
41941-000-21	骨リングファントム	外径Φ 180/ 内径Φ 160	・ エポキシ+炭酸カルシウム ・ 参考: 60KeV で 750HU 相当



多数の試料ロッドを準備



41941-000-10 調整台