

超音波診断ファントム 上腹部病変付モデル “ABDFAN”

US-1B (単体) 41900-030

※(ABDFAN セット) 41900-100



超音波 (US) スクリーニングの基礎から
臓器及び臓器内病変のスクリーニングまで段階的な実習に

実習
項目

● 腹部臓器及び臓器内病変の US スクリーニング



仕様

本体：上腹部病変付モデル
大きさ：W25xD18xH28cm
重量：約 12kg
材質：軟質特殊樹脂

構成

モデル本体 1台
ポジショニングクッション 1点
活用の手引き (DVD) 1点
テキストブック 1点
収納ケース 1点
取扱説明書

乳房超音波診断ファントム “BREAST FAN”


US-6 41904-000



乳房超音波診断における基本的な体表走査法と
特徴的な乳腺疾患のスクリーニング実習モデルです

実習
項目

● 乳房超音波検査における基本的な体表走査法
● 代表的な乳腺疾患の画像描出



仕様

本体：乳房モデル
大きさ：W33xD45xH11cm
重量：約 7kg
材質：軟質特殊樹脂

構成

乳房本体モデル 1体
タルカムパウダー 1点
収納ケース 1点
活用の手引き (DVD) 1点
取扱説明書

● 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
● このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

取扱店

製造元

株式会社 **京都科学** URL・<http://www.kyotokagaku.com>
e-mail・rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■ 京都本社・工場 〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL : 075-605-2510
FAX : 075-605-2519

■ 東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL : 03-3817-8071
FAX : 03-3817-8075

検体採取のトレーニングに

平成 27 年 4 月 1 日の法律改定により臨床検査技師の業務が拡大されました。
「検体採取」に関連した実習用教材をご提案させていただきます。



一般社団法人

日本臨床衛生検査技師会 での 実技講習に使用されています

※一部製品を除く

鼻腔・咽頭拭い液採取モデル



鼻腔・咽頭への適切な挿入・検体採取の技術習得のために

- 特長**
- 鼻腔内の正しい採取部位に到達すると綿棒に色が付き、**正確な角度や深さ**での挿入技術が身につきます
 - 舌を圧排しての綿棒操作が練習できます
 - 解剖学的理解を深める**断面模型**を付属
 - 形状の異なる左右の鼻腔で挿入感の異なる採取練習ができます

- 実習項目**
- 鼻腔・咽頭拭い液の採取

仕様

本体：成人頭胸部モデル
 大きさ：W42xD23xH38cm
 重量：2.15kg
 材質：軟質特殊樹脂
 硬質樹脂

構成

モデル本体 1台
 頸部断面モデル 1点
 鼻腔用交換パッド…6点
 (1点は本体装着済)
 シリンジ(10ml) 1点
 ディスポカップ 1点
 着色用綿棒 10本組
 取扱説明書

交換部品

11402-010 着色用綿棒(青)10本組



解剖的理解を深める
 鼻腔・咽頭部の断面モデルが付属

糞便採取モデル



便の状態検査のための糞便採取のトレーニングに最適なモデル

- 特長**
- 肛門への綿棒の**正しい挿入角度・深さ**など、正確な挿入技術を身につけることができます
 - 患者の羞恥心に対する意識を深めることができます

- 実習項目**
- 糞便の採取

仕様

本体：成人臀部モデル
 大きさ：W35xD29xH29cm
 重量：3.25kg
 材質：軟質特殊樹脂

構成

モデル本体 1台
 直腸部 1点
 取扱説明書

交換部品

11428-010 直腸部ユニット1個



爪白癬採取モデル

安全な検体採取のための鱗屑・痂皮採取トレーニングモデル

- 特長**
- 異常な爪に対する爪切りや、**適切な位置からの検体採取**を学習できます
 - 採取部位は簡単に交換することができ、**繰り返しトレーニング**ができます

- 実習項目**
- 鱗屑・痂皮の採取



仕様

本体：足部モデル
 大きさ：W21xD21xH28cm
 重量：1.2kg
 材質：軟質特殊樹脂

構成

モデル本体 1台
 爪 20個
 足裏検体採取部位 10個
 取扱説明書

交換部品

11427-010 爪 20個組



11427-020
 足裏検体採取部位 10個組



爪白癬



爪部取り換え



足裏部取り換え

関連器具

爪白癬採取モデル用器具セット

11427-030

構成

- 爪切り
- 舌圧子
- 眼科剪刀
- ケース
- 毛抜きピンセット

