

測定用オプションロッドラインナップ

商品コード	商品名称	直径(測定部core径)	素材	備考
41941-000-01	カルシウムロッド (φ12) 10mgCa/ml	φ20 (φ12)	Aqua Slab + CaO	左記以外にも製作可能 (~400mgCa/mlまで)
	カルシウムロッド (φ12) 50mgCa/ml	φ20 (φ12)		
	カルシウムロッド (φ12) 100mgCa/ml	φ20 (φ12)		
	カルシウムロッド (φ12) 200mgCa/ml	φ20 (φ12)		
	カルシウムロッド (φ12) 300mgCa/ml	φ20 (φ12)		
41941-000-02	尿酸ナトリウムロッド (全長50mm)	φ20 (φ10※ t 5)	Aqua Slab +MSUタブレット	左記以外にも製作可能
41941-000-03	ピロリン酸カルシウムロッド	φ20 (φ12)	Aqua Slab+CPP	左記以外にも製作可能 (~400mgCa/mlまで)
41941-000-04	DXA評価用 (0.6、0.9、1.2g/cm ²)	φ20 (φ20)	エポキシ+ ハイドロキシアパタイト	L 50mm 骨密度0.6,0.9,1.2 g/cm ² が 1本に連結。
41941-000-06	水測定用ロッド	φ20 (φ12)	Aqua Slab	
41941-000-07	尿酸ロッド	φ20 (φ12)	Aqua Slab+UA	左記以外にも製作可能 (~700mg/mlまで)
41941-000-08	ガドリニウムロッド10mM	φ20 (φ12)	Aqua Slab+C33H57Gb06	
41941-000-09	軟組織 (肝臓) ロッド	φ20 (φ20)	DECT対応軟組織等価材	
41941-000-10	調整台	—	—	
41941-000-11	ヨードロッド (φ12) 0.5mg I/m l	φ20 (φ12)	Aqua Slab + Nal	
	ヨードロッド (φ12) 1mg I/m l	φ20 (φ12)		
	ヨードロッド (φ12) 2mg I/m l	φ20 (φ12)		
	ヨードロッド (φ12) 4mg I/m l	φ20 (φ12)		
	ヨードロッド (φ12) 5mg I/m l	φ20 (φ12)		
	ヨードロッド (φ12) 6mg I/m l	φ20 (φ12)		
	ヨードロッド (φ12) 8mg I/m l	φ20 (φ12)		
	ヨードロッド (φ12) 10mg I/m l	φ20 (φ12)		
	ヨードロッド (φ12) 12mg I/m l	φ20 (φ12)		
	ヨードロッド (φ12) 15mg I/m l	φ20 (φ12)		
	ヨードロッド (φ3) 2mg I/m l	φ20 (φ3)		
	ヨードロッド (φ3) 6mg I/m l	φ20 (φ3)		
	ヨードロッド (φ3) 10mg I/m l	φ20 (φ3)		
41941-000-13	筋肉 ICRP Publication 23	φ20 (φ20)	ポリウレタン樹脂	ICRP Publication23
41941-000-14	脂肪 ICRP Publication 23	φ20 (φ20)	ポリウレタン樹脂	ICRP Publication23
41941-000-15	全軟組織 ICRP Publication 23	φ20 (φ20)	ポリウレタン樹脂	ICRP Publication23
41941-000-16	チタンロッド	φ20 (φ12)	Aqua Slab+チタン棒	
41941-000-17	Aqua Slab (WEM)	φ20	Aqua Slab (WEM)	
41941-000-18	試料瓶	—	—	
41941-000-19	試料瓶ホルダー	—	—	
41941-000-20	充填棒 (線量計挿入孔用)	φ13	—	

骨リングファントム 頭部想定ファントムを内部に配置することにより、頭蓋骨を想定したビームハードニングテストとしてご利用になれます

41941-000-21	骨リング	"外径φ180 内径φ160"	エポキシ+炭酸カルシウム	参考：60KeVで750HU相当
--------------	------	-----------------	--------------	------------------



KYOTO KAGAKU