

MW18



# Simulador de PICC Guiado por Ultrasonido

## Material nuevo, innovador y similar al humano para una visualización perfecta

Un diseño simple con almohadilla de punción reemplazable y características anatómicamente precisas incluyendo la caja torácica, esternón y bifurcación, además inserción de la aguja del catéter visible en la vena cava superior

### Supervisión del Producto

Joho Tokumine, M.D., Ph.D.,  
Department of Anesthesiology,  
Kyorin University School of Medicine





### CARACTERISTICAS

- 1 | Excelente calidad de imágenes y visualización de la punta de la aguja para el acceso venoso guiado por ultrasonido
- 2 | Hombro movable para demostrar su posicionamiento
- 3 | El flujo de retorno realista en la aguja provee una confirmación del éxito en el acceso venoso
- 4 | Las costillas y clavícula derecha proveen el entendimiento anatómico de la inserción PICC correcta
- 5 | Bifurcación de vena anatómicamente correcta
- 6 | Simulación de la mala colocación de cánula

### TECNICAS

- | Asegurarse del confort y posición del paciente
- | Higiene de mano y preparación del campo esteril
- | Identificación del sitio de punción
- | Inserción guiada por ultrasonido
- | Inserción de dilatador y cable de guía
- | Inserción de vaina
- | Inserción de catéter

### 👍 CARACTERISTICAS CLAVE



Punción guiada por ultrasonido

Hombro movable

Mala colocación

### DESCRIPCION

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: A79 x P38 x A18 cm    Peso: 4.5kg/10lbs  
A31 x P14.9 x A7 plgds

#### CONTENIDO DEL JUEGO

- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1 torso con el brazo derecho     | 1 manual de instrucciones |
| 2 almohadillas de punción PICC   | 1 caja de almacenamiento  |
| 10 sangre simulada (tipo hisopo) |                           |
| 1 jarro                          |                           |
| 1 jeringa                        |                           |

#### MATERIALES

Resina blanda, resina dura  
Libre de látex

#### REPLACEMENT PARTS

11398-010    2 almohadillas de punción PICC

#### INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

catéter PICC 4Fr., 50-60cm

\* La almohadilla de punción requiere de condiciones especiales de almacenamiento. Favor de consultar el manual de usuario para mayor información.

\*El aparato de ultrasonido y utensilios de PICC no están incluidos.