

M57B



## Simulador de Sutura con Sistema de Evaluación

### Califique su sutura

Evalúe las técnicas de sutura interrumpida simple de la piel con criterios de evaluación cuantitativos. El puntaje de evaluación objetiva y registro de curva de aprendizaje animarán y motivarán a los entrenados para mejorar sus habilidades.



#### CARACTERISTICAS

- 1 | Tres modos para diferentes objetivos de entrenamiento
  - Evaluación: evaluación objetiva para autoaprendizaje
  - Aprendizaje: referencia de los ejemplos y datos guardados
  - Examen: evaluación de las técnicas por el instructor
- 2 | Seis criterios de evaluación para guiar el mejoramiento de las técnicas

#### TECNICAS

- | Sutura: Sutura simple interrumpida
- | Ligadura: nudo por instrumento

### DESCRIPCION

#### ESPECIFICACIONES

Voltaje: AC100V-240V, 50/60 Hz

#### CONTENIDO DEL JUEGO

1 base de unidad	1 video de demostración (CD)
1 unidad de sutura de piel	1 caja de almacenamiento
40 láminas de piel simulada	1 manual de instrucciones
1 Unidad USB	
1 PC con programa	

#### MATERIALES

-

#### INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

-

#### REPUESTOS

11230-010 40 láminas de sutura (tipo piel)

\* Los instrumentos no están incluidos.

M93B

## Bloque de Práctica Básica de Ultrasonido

**El fantoma provee entrenamiento en coordinación mano-ojo y técnicas básicas de acceso venoso guiado por ecografía.**



#### CARACTERISTICAS

- 1 | 2 líneas de vasos simulados: una recta y otra curva
- 2 | Las líneas con pendiente representan vasos con diferentes profundidades
- 3 | La pared del vaso cede bajo presión de la punta de la aguja

#### TECNICAS

- | Visualización y localización de los vasos
- | Manipulación de sondas
- | Conceptos básicos para el acceso a vasos guiado por ultrasonido