


NEW

教育用生体情報モニタ モニトレ

実機さながらの波形判読を学び、模擬患者とともに活きたアセスメントを支える教育アプリ



アプリ
ダウンロード

型番	コード No.	
KKG-6	12821-000	1年間ライセンス
	12821-500	5年間ライセンス
	12820-100	タブレット+ルーターセット
		※ライセンスは別売

FEATURES

- | 01 シナリオ（患者情報）を設定し、学修者の行動に応じて患者の状態と生体情報モニタの変化をリアルタイムに提示
- | 02 心電図や脳波など生体情報モニタに表示される多様な波形（正常・異常）をもとに判読とアセスメントを実践
- | 03 目的に応じたシナリオの編集・新規作成が可能で、模擬患者や実習モニタと併用したシミュレーション学修に対応

SKILLS

生体情報モニタに表示される波形の判読とアセスメントを通して実習モデルや模擬患者と併用できるシミュレーション教材
・シナリオ作成時には、各波形・数値・表示の有無など任意に設定可能

CASES/PATHOLOGIES/ORGANS

■バイタルサイン：6項目

HR [bpm] /PRESS [mmHg] /NIBP [mmHg] /Temp [°C] /SpO2 [%] /RR [/min]

■波形4項目：

- ・心電図波形：20種
- ・観血圧波形：8種
- ・脳波：4種
- ・呼吸波形：7種

DESCRIPTIONS

この製品は、App Store かGoogle Playにてダウンロード後ご使用いただけます。 [推奨スペック] お問い合わせください

仕 様

【ご注意】

- ・この製品はアプリケーションの商品です。そのため、動作にはタブレットやスマホ等の端末が必要となります。ご自身で用意いただくか、12820-100を併せてご注文ください。
- ・1ライセンスにつき2アカウント(端末2台まで)となります
- ・端末内訳：① 操作・編集用（ファシリテーター）
② 表示用（学修者）

KEY FEATURES

患者情報は簡単に変更することができます



構 成

- [12820-100]
- 2 タブレット
- 1 ルーター
- 1 ACアダプター

- ※ 2つの端末が同一のWi-Fiネットワークに接続する必要があります
- ※ 1つの端末での使用も可能ですが、再生時の波形形状のリアルタイム変更はできません
- ※ 契約後の端末変更には、お手続きが必要です

2026.04. G3000



KYOTO KAGAKU

rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp



京都本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北堀小屋町 15 番地



西日本のお客様

☎ 075-605-2510 ☎ 075-605-2519



東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 26 番 6 号 NREG 本郷三丁目ビル 2 階



東日本のお客様

☎ 03-3817-8071 ☎ 03-3817-8075

製品サイト
全ての製品がご
覧いただけます

