

MW22

Simulador de Atención de Paciente "Cherry"

Maniquí de atención básica de paciente para introducción a la enfermería

Maniquí de enfermería de cuerpo completo básico que ofrece entrenamiento de atención al paciente para los profesionales de la salud.



CARACTERISTICAS

- 1 | Capaz de sentarse en posición recta
- 2 | Extremidades sin junta incluso en dedos y pies
- 3 | Vías de NPT e IV para simular pacientes con vías de catéter
- 4 | Articulaciones realistas para el manejo del paciente



Inyección subcutánea



Cuidado de heridas

TECNICAS

Cateterización urinaria
Enema
Inserción de supositorios
Cuidado perineal

Inyección subcutánea

Cuidado y manejo de traqueotomía

Cuidado oral y de dentadura
Bombeo estomacal

Cuidado de NPT

Cuidado de GEP

Cuidado de estoma

Inyección intramuscular
(extremidades)

Inserción y cuidado IV (brazo anterior)

Cuidado de úlceras por
presión (escapula, sacro,
trocanter mayor y talón)

Colocación del tubo nasogástrico
Colocación del oxígeno/ cánula nasal

Posicionamiento del cuerpo
Manejo del paciente
Ejercicio pasivo
Cambio de ropas

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 163 cm / 64 plgds

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 maniquí
- 1 dentadura
- 1 set de pads de inyección (subcutáneo / gluteal / femoral IM / brazo superior IM)

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

- 1 genitales femeninos
- 1 genitales masculinos
- 1 almohadilla de cuidados a la herida
- 1 botella
- 1 jeringa

REPUESTOS

- 11401-010 Almohadillas de inyección de insulina para MW22 (un set de 6)
- 11401-020 Almohadillas de inyección IM en gluteo para MW22 (un set de 4)
- 11401-030 Unidad de genitales femeninos para MW22
- 11401-040 Unidad de genitales masculinos para MW22
- 11401-050 Almohadillas de inyección IM en hombro para MW22 (un par)
- 11401-060 Almohadillas de inyección IM en muslo para MW22
- 11401-070 Almohadillas de cuidado de herida para MW22 (un par)
- 11401-080 Dentaduras (un set de una superior y una inferior) para MW22, MW26
- 11401-090 Estómago para MW22
- 11388-200 2 Almohadillas del antebrazo medio