

MW65

NEW

Simulador Avanzado de Parto y Obstetricia

Conjunto completo de cuerpo materno para entrenamiento en técnicas de exámenes vaginales durante el trabajo de parto



Supervisión del Producto: Dr.MAKI Jota, Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Graduate School of Biomedical Sciences, Okayama University

CARACTERISTICAS

- 1 | Su reproducción realista del canal de parto permite un examen pélvico de acuerdo con el progreso del parto.
- 2 | La capacidad de realizar varias técnicas (posición de McRoberts, método de tornillo de Woods, etc.) en malposición fetal y distocia de hombros lo hace ideal para una variedad de talleres y cursos de capacitación.

TECNICAS

Parto

- | Examen pélvico
- | Parto normal
- | Extracción de placenta y cordón umbilical
- | Reproducción y manejo de la distocia de hombros y malposición fetal
- | Extracción al vacío
- | Parto con forceps
- | Parto en posición fetal podálica

Manejo del feto

- | Enredo del cordón umbilical
- | Pinzamiento y corte de cordón umbilical
- | Palpación de las fontanelas anterior y posterior
- | Procedimientos de succión a través de la boca y la nariz.

Opcionales (por ser lanzados)


- | Al combinar los módulos enumerados a la derecha, una variedad de ejercicios puede llevarse a cabo

CARACTERISTICAS RELEVANTES



Comprobación y comprensión

- | El abdomen de la madre se puede girar para comprobar la anatomía y entender el parto
- | Reproducción de estructuras anatómicas fieles al cuerpo humano



Rotación fetal

Diseñado para la expulsión del feto y la rotación interna/externa



Niveles de dificultad

El tamaño del canal de parto óseo se puede cambiar en 3 niveles.

La combinación de módulos ofrece una variedad de capacitaciones técnicas

Próximamente

Módulo de Palpación Uterina Postparto

Para más información, favor de contactarnos.

Palpación del útero postparto y entrenamiento sobre anomalías

CARACTERÍSTICAS

- 1 | Módulo de entrenamiento en palpación uterina postparto
- 2 | Normal: Extracción manual de la placenta
- 3 | Anormal: Extracción manual de la placenta
Reproducción de la inversión uterina. Se puede practicar la compresión bimanual.

TECNICAS

- | Palpación uterina postparto
 - | Extracción manual of placenta
 - | Reproducción de inversión uterina*
 - | Compresión bimanual*
- *Sólo para el módulo anormal



fondo uterino:
16.5cm (Normal)
23.5cm (Anormal)

ESPECIFICACIONES

Módulo de palpación uterina postparto
Tamaño: A30 × P20 × A10 cm (Normal)
A30 × P20 × A15 cm (Anormal)
Peso: 1.5Kg

MATERIALES

Resina blanda
Resina dura

CONTENIDO DEL JUEGO

Palpación uterina postparto 1
Módulo:
Normal 1 / Anormal 1
Restos de placenta 1

Supervisión del Producto: Dr.MAKI Jota, Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Graduate School of Biomedical Sciences, Okayama University

Próximamente

Módulo de Citología Cervical (Papanicolaou)

Para más información, favor de contactarnos.

Capacitación en Citología Cervical e Interna Exámenes pélvicos durante el período preparto

CARACTERÍSTICAS

- 1 | Procedimientos de examen citológico se pueden simular utilizando instrumentos reales
- 2 | El descenso de la cabeza del bebé se puede reproducir girándola en tornillo para realizar el procedimiento de palpación

TECNICAS

- | Prueba de Papanicolaou
- | Palpación del descenso fetal en el período preparto

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A18 × P25 × A15 cm
Peso: 1.5Kg

MATERIALES

Resina blanda
Resina dura

CONTENIDO DEL JUEGO

Módulo Uterino: 1

Supervisión del Producto: Dr.MAKI Jota, Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Graduate School of Biomedical Sciences, Okayama University



Próximamente

Fantoma de Examen de Ultrasonido Fetal

Para más información, favor de contactarnos.

Reproducción elaborada de un feto normal a las 23 semanas.
Posición y orientación fetal cambiables.
Fantoma de entrenamiento para examen por ultrasonido.



DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

Cuerpo materno (con cubierta de piel)
Tamaño: A52 × P50 × A35 cm (cuerpo)
Peso: 12Kg (con el feto y la placenta)

MATERIALES

Resina blanda
Resina dura

CONTENIDO DEL JUEGO

1 cuerpo materno	5 láminas de velamen
1 cubierta de piel	1 lubricante (150ml)
2 grapas	1 bote para lubricante
1 feto	1 talco en polvo
1 placenta	1 toalla
1 cordón umbilical	1 Manual de instrucciones
3 cordones umbilicales para onfalotomía	