

MW2A



Simulador de Cateterización y Enema Masculino

MW52



Simulador de Cateterización y Enema Femenino

Simuladores de alta calidad para las prácticas de cateterización uretral, cuidado perineal y enema

Obtenga mejores resultados de entrenamiento con nuestro simulador suave y realista que se puede utilizar en Pacientes Estandarizados o maniquies de cuerpo entero.

MW2A



MW52



CARACTERÍSTICAS

- 1 | Los genitales suaves y flexibles permiten la limpieza y preparación de procedimiento apropiados
- 2 | Confirmación de inserción exitosa mediante el flujo de líquido
- 3 | Inserción de enema en posición lateral
- 4 | Genitales externos removibles


TECNICAS

- | Cateterización intermitente
- | Cateterización permanente
- | Cuidado perineal
- | Enema
- | Localización del meato uretral
- | Técnicas de limpieza y asépsia
- | Inserción y colocación de catéter
- | Extracción del catéter
- | Compresión manual de la vejiga

Los sets compactos consisten en una unidad genital y accesorios, para entrenamiento híbrido y demostración en una mesa.

MW2C 11381-199-B

Unidad Genital
Masculina Sola



MW2D 11433-299-B

Unidad Genital
Femenina Sola



Entrenamiento de Enema



Se puede observar cuando pasa el catéter a través del reservorio de vejiga transparente.



DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 34 x 33 x 24cm / 13.5 x 13 x 9.5 plgds
Peso: 3.5kg / 7.7lbs(M) 3.4kg / 7.5lbs(F)

CONTENIDO DEL JUEGO

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 maniquí del torso inferior | 1 tubo rectal |
| 1 unidad de órganos genitales | 3 tubos de riego y drenaje |
| 3 válvulas (una está incorporada en la unidad ensamblada) | 1 lubricante |
| 1 botella de riego | 1 caja de almacenamiento |
| | 1 manual de instrucción |

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

REPUESTOS

- | | |
|--|---|
| 11381-100-01 clip (pequeño) para sonda uretral para MW2A | 11381-300 6 válvulas de repuesto |
| 11381-100-02 clip (grande) para MW2A/MW2B/MW2C | 11433-010 1 piel femenina de repuesto |
| 11433-000-01 clip (grande) para MW52 | 11433-020 2 reemplazos de meato femenino |
| 11381-100-03 depósito de vejiga urinaria | 11381-800 lubricante |
| 11381-100-04 unidad de rectal | 11381-410 1 piel masculina de repuesto |
| | 11381-510 2 reemplazos de meato masculino |

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

* Los catéteres no están incluidos..