

M83

Juego de Entrenadores para Sutura

Varios tipos de piel para mejorar las técnicas básicas de sutura



CARACTERÍSTICAS

- 1 | La piel artificial se puede cortar fácilmente en cualquier sitio para preparar una herida personalizada
- 2 | Las pieles suaves son hechas de materiales durables
- 3 | Los sujetadores simples y durables mantienen las pieles suaves curvadas y mantienen la tensión en los modelos tubulares
- 4 | Todos los instrumentos para la sesión de práctica están incluidos en el juego


TECNICAS

- | 4 técnicas para sutura: sutura de la piel abdominal, sutura de vaso sanguíneo, sutura intestinal, sutura de piel de extremidades


CARACTERÍSTICAS CLAVE




Abdomen



Vaso sanguíneo



Intestino



Extremidades

ESPECIFICACIONES

CONTENIDO DEL JUEGO

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 set de pieles y trectos simulados y soportes | 1 set de instrumentos |
| set abdominal: 2 pieles abdominales, 1 soporte | - porta agujas - agujas de sutura |
| vasos sanguíneos: 5 tubos delgados | - tijeras - hilo de sutura |
| set intestinal: 5 tubos anchos, 1 soporte | - pinzas |
| set de extremidades: 2 pieles estrechas, 1 soporte | 1 caja de almacenamiento |

DESCRIPCION

MATERIALES

- Resina blanda
- Libre de látex

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS

- | | |
|-----------|--------------------------|
| 11219-030 | 1 piel abdominal |
| 11219-050 | 5 vasos sanguíneos |
| 11219-070 | 5 trectos intestinales |
| 11219-010 | 5 pieles de extremidades |