

M59/M63



# Modelo para Baño y Cuidados del Neonato

## Maniquí de neonato suave y sin uniones superficiales para el entrenamiento técnico

Infante de tamaño de 0 - 4 semanas, con peso y equilibrio semejantes a los neonatos reales



### CARACTERISTICAS

- 1 | Flexibilidad del cuello no rígido
- 2 | Fontanelas anterior y posterior palpables
- 3 | Extremidades flexionables y estirables
- 4 | Estructura impermeable sin uniones y de una pieza
- 5 | Cordón umbilical removible

### TECNICAS

- | Baño
- | Cuidado del cordón umbilical
- | Alimentación con biberón
- | Cuidado de oído y nariz
- | Cambio de pañal y ropa
- | Medición física

### DESCRIPCION

#### MATERIALES

Resina blanda  
Libre de látex

#### INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

-

#### REPUESTOS

11258-080 Cordón umbilical

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: 50 cm / 19.6 plgds      Peso: 3 kg / 6.6 lbs  
Circunferencia de cabeza: 33 cm / 13 plgds

#### CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 maniquí de neonato
- 1 cordón umbilical
- 1 biberón
- 1 ropa de bebé
- 1 manual de instrucciones

M58



# Simulador de Examen de Signos Vitales Neonatales

## Maniquí de neonato de tamaño real para examen básico de los signos vitales

Supervisión del Producto

Keiko Takahashi, professor  
College of Nursing Science,  
Fukui Prefecture University



### CARACTERISTICAS

- 1 | Pulsos arteriales en muñeca, cuello y sienes
- 2 | Sonidos cardíacos grabados de pacientes reales y sincronizados con los pulsos arteriales.
- 3 | Todos los signos vitales pueden ser controlados con la unidad de control.

### TECNICAS

#### Examen de signos vitales

- | Sonidos cardíacos
- | Respiración
- | Pulsos: arterias superficiales temporales, carótidas y radiales (bilaterales)
- | Temperatura corporal (termometría rectal)

### DESCRIPCION

#### MATERIALES

Resina blanda  
Libre de látex

#### INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

-

#### REPUESTOS

-

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: 50cm / 19.6 plgds  
Peso: 1.1kg / 2.4 lbs

Voltaje: AC100-240V  
Consumo de energía: 30W

#### CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 maniquí de neonato
- 1 caja de control
- 1 termómetro
- 1 ropa de bebé
- 1 manual de instrucciones