



コードNo

41948-000 日常点検用CTファントム アクアスラブ

41948-100 固定具付

線質依存性水等価材 (Aqua Slab) 共同研究:
金沢大学医薬保健研究域 保健学系 市川 勝弘



固定具付

線質依存性が水と同等の水等価材 (Aqua Slab) を使用し、X線CT装置の日常点検が水と同様に実施できるファントムです

特長

- アクリルファントムと比較して、割れる心配がありません。
- 水を使用する場合と比較して、気泡を抜く手間が無いなど、準備や片付けの時間を節約できます。
- 水を使用する場合と比較して、こぼれて機器を損傷するなどのリスクがありません。
- 線質依存性が水と同等の水等価材 (Aqua Slab) を使用しています。
- X線CT装置の日常点検が水と同様に可能です。
- 2種類からお選びいただけます。

41948-000:本体のみ

41948-100:取付用アクリル板付本体+固定具

仕様

大きさ: [41948-000] W20×D20×H20cm
[41948-100] W20×D20×H21.5cm

重量: 41948-000 / 6.4Kg
41948-100 / 6.5Kg

材質: ポリウレタン樹脂

割れる心配なし

(アクリルファントムと比較)



時間を節約

気泡を抜く手間が無いなど、準備や片付けの時間を節約できます。(水使用時と比較)



機器の損傷リスクなし

水がこぼれて機器を損傷するなどのリスクがありません。(水使用時と比較)

