




Sistema de Evaluación de Sutura Laparoscópica - Laparo Cube -

Retroalimentación Cuantitativa para una Evaluación más objetiva



CARACTERÍSTICAS

- 1 | Sus criterios y mediciones cuantitativos de evaluación innovadora proveen retroalimentación objetiva a los entrenados
- 2 | Los datos personales de evaluación de técnicas de cada entrenado pueden ser guardados para revisión y análisis
- 3 | Se puede usar con instrumentos clínicos reales
- 4 | Lámina de sutura realista
- 5 | Puede crear su propio estándar de aprobación o ajustar el umbral de cada criterio conforme al nivel de los entrenados

TECNICAS

- | Sutura laparoscópica (sutura simple interrumpida)

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Juzgar el éxito o fracaso


- 1 | La herida está suturada sin fuga?
- 2 | La sutura está completa a través de la capa muscular hasta la capa mucosa?
- 3 | La ligadura es apropiada para la sutura?
- 4 | Cuántas áreas abiertas hay en la capa mucosa?
- 5 | Cuánto se demoró el procedimiento de sutura?



Tracto intestinal realista

Evalúa la sutura simple interrumpida de la piel con criterios de evaluación cuantitativos. La evaluación objetiva fomenta el mejoramiento de las técnicas.

Fácil de preparar!



DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A15 x P20 x A13 cm /
A5.9 x P7.9 x A5.1 plgds

Peso: 1.5kg / 3.3lbs
(Unidad de evaluación)

Voltaje: AC100V-240V 50/60Hz
Consumo energético:
26VA : Unidad de evaluación
40VA : PC

CONTENIDO DEL JUEGO

1 unidad de evaluación de sutura laparoscópica	1 PC
1 cable de alimentación para unidad de evaluación	1 cable de alimentación para PC
1 sujetador de lámina de piel	30 piezas de lámina de sutura (trácto intestinal)
1 cable USB	1 contenedor
	1 manual de instrucciones

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

REPUESTOS

11395-010 30 piezas de lámina de sutura
*1 lámina consta de capas interiores y exteriores

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

*La caja de entrenamiento, monitor, fórceps y cámara no están incluidos en el set.