



# Simulador para Entrenamiento Obstétrico -set completo-

Set completo de cuerpo materno para entrenamiento de técnicas de examen vaginal y asistencia al parto



## CARACTERÍSTICAS

- 1 | Los genitales externos están hechos de un material innovador que destaca en elasticidad, durabilidad y resiliencia para un entrenamiento repetitivo y efectivo.

## TECNICAS

- | Examen cervical
- | Asistencia de parto
- | Perineorrafia (reparación perineal)


## 👍 CARACTERÍSTICAS CLAVE

Los genitales externos están hechos de nuestro material innovador que destaca en elasticidad, durabilidad y resiliencia para el entrenamiento repetitivo y efectivo.



## 👍 PUNTOS DE REFERENCIA

- | velamen (saco amniótico)
- | canal vaginal
- | espinas isquiáticas
- | sínfisis púbica
- | coxis
- | fontanela anterior



**CARACTERÍSTICAS CLAVE**

**Examen Cervical**

5 tipos del modelo de dilatación cervical y posiciones de descenso fetal se pueden intercambiar fácilmente.

- | Índice cervical en la primera etapa del parto
  - Determinación de la estación usando los puntos de referencia de espinas isquiáticas y unión púbica para evaluar el descenso del feto
  - Evaluación de la dilatación cervical



- | Examen de espéculo
- | Observación y citología cervical
- | Cateterización urinaria

**Asistencia de Parto**

**Parto fluido y realista**



- | Asistencia de parto en diferentes posiciones (dorsal y a cuatro extremidades)
- | Protección perineal
- | Expulsión del feto (parto con fórceps, parto con extracción ventosa)
- | Pinzamiento, amarre y corte del cordón umbilical
- | Extracción de la placenta
- | Inserción de catéter urinario



**Perineorrafia (Reparación perineal)**

Entrenamiento repetitivo de la sutura para el desgarro perineal de primer grado

**Reparación del desgarro perineal de primer grado**

- | Sutura simple interrumpida
- | Sutura colchonera vertical



**DESCRIPCIÓN**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: A74 x P44 x A33.5cm / A29.1x P17.3 x A13.2 plgds      Peso: 11.2kg / 24.7lbs

**CONTENIDO DEL JUEGO**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 cuerpo materno</li> <li>1 unidad genital (para examen cervical y asistencia de parto)</li> <li>1 falco en polvo</li> <li>1 lubricante (500ml)</li> <li>1 manual de instrucciones</li> <li>1 toalla</li> </ul> | <p>Partes para Examen Cervical:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 unidad vaginal</li> <li>1 set de insertos dilatación cervical (5 variaciones)</li> <li>1 portador para insertos de dilatación cervical</li> </ul> |
|--|--|

**MATERIALES**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Resina blanda</li> <li>Libre de látex</li> </ul> | <p>Partes para Asistencia de Parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 feto</li> <li>1 placenta</li> <li>3 cordones umbilicales para onfalotomía</li> <li>1 bandeja</li> <li>5 láminas de velamen</li> </ul> | <p>Partes para Perineorrafia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 unidad genital (para perineorrafia)</li> </ul> |
|---|--|---|