

# Simulador de Examen de Oído II

## Practique una atención centrada en el paciente durante la otoscopia

EAR II es un simulador de otoscopia que se enfoca en la seguridad del paciente. Con su sistema de alarma sensitiva, la incomodidad del paciente puede ser alertada cuando el otoscopio se inserta excesivamente.



### CARACTERÍSTICAS CLAVE



Alarma contra inserción dolorosa



Cambio rápido entre los casos

### CARACTERÍSTICAS

- 1 | Alarma contra inserción dolorosa:
  - pitido (modo de autoaprendizaje)
  - silenciosa, luz roja/ luz amarilla (modo de instructor)
- 2 | 9 casos predeterminados
- 3 | Cambio rápido entre los casos
- 4 | Los canales auditivos vienen en 2 tamaños normal y estenosis
- 5 | Incluye cuerpos extraños y cerumen simulados
- 6 | Oído anatómicamente preciso y suave cuya aurícula se puede jalar para enderezar el canal auditivo
- 7 | Funciona con otoscopios reales
- 8 | El cuello del maniquí se puede inclinar
- 9 | El entrenamiento se puede realizar con los oídos derecho e izquierdo

### TECNICAS

- | Examen de oído con otoscopia directa
- | Extracción de cerumen y cuerpos extraños

### CASOS

- | normal
- | otitis media serosa (OMS)
- | otitis media mucosa (OMM)
- | otitis media crónica con perforación
- | otitis media suprativa aguda (OMA)
- | colesteatoma
- | timpanoesclerosis
- | perforaciones traumáticas
- | bloqueo por cerumen



normal



colesteatoma

### DESCRIPCION



Para conocer los códigos de producto de las versiones de tonos de piel alternativos de este modelo, consulte [www.kyotokagaku.com](http://www.kyotokagaku.com).

### ESPECIFICACIONES

Tamaño: 42 x 22 x 39 cm / 16.5 x 8.7 x 15.3 plgds Peso: 1.75kg / 3.85lbs

### CONTENIDO DEL JUEGO

- |   |   |
|---|---|
| 1 maniquí de cabeza y hombros   | 1 tipos de unidades de oído -1 par de c/u |
| 1 kit de extracción de cuerpos extraños   | -Oídos para examen (normal)               |
| -cerumen simulado, juguetes pequeños, fragmentos pequeños de esponja, y cuchara | -Oídos para examen (estenosis)            |
| 1 manual de instrucciones   | -Oídos FB (normal)                        |
|   | -Oídos FB (estenosis)                     |

### REPUESTOS

- 11391-010 Unidades de oído y set de cuerpos extraños
- 4 tipos de unidades del oído -1 par de cada tipo
  - examen del oído (normal), examen del oído (estenosis), oídos para
  - cuerpos extraños (normal), oídos para cuerpos extraños (estenosis)
  - 1 kit de extracción de cuerpos extraños: cerumen simulado, juguetes pequeños, fragmentos pequeños de esponja y cuchara