




# Fantoma de Abdomen Pediátrico para Examen FAST

## Entrenamiento de ultrasonido para procedimientos de FAST Pediátricos

1er fantoma de torso pediátrico de ultrasonido del mundo provee oportunidades de entrenamiento práctico del examen de ultrasonido de un paciente de 2 años de edad.

Supervisión del Producto

Shunsuke Nosaka, MD, PhD  
 Director of Radiology  
 National Medical Center for Children and Mothers



### CARACTERISTICAS

- 1 | Estructura esquelética, líquido libre, y órganos toracoabdominales para practicar los procedimientos de examen FAST
- 2 | Patologías comunes en pediatría
- 3 | Adquisición de técnicas de ultrasonido abdominal pediátrico fundamentales, como las de FAST/ sonografía de abdomen agudo.

### TECNICAS

- | Procedimiento FAST: Hemorragia interna en las áreas perihepática, periesplénica, pélvica y pericárdica
- | Sonografía para el paciente pediátrico de abdomen agudo: intususcepción intestinal, apendicitis y dilatación biliar

### CARACTERISTICAS CLAVE



Hemorragia pleural



Hidronefrosis



Apendicitis

### DESCRIPCION

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: A41 x P17 x A15 cm      Peso: 7kg / 15.4lbs  
 A16.1 x P6.7 x A5.9 plgds

#### CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 | fantoma de ultrasonido
- 1 | talco en polvo
- 1 | caja de almacenamiento
- 1 | tutorial manual (DVD)
- 1 | manual de instrucciones

#### MATERIALES

Elastómero de poliuretano  
 Libre de látex

#### REPUESTOS

#### INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

\* El aparato de ultrasonido no está incluido