

M59/M63



Modelo para Baño y Cuidados del Neonato

Maniquí de neonato suave y sin uniones superficiales para el entrenamiento técnico

Infante de tamaño de 0 - 4 semanas, con peso y equilibrio semejantes a los neonatos reales



CARACTERISTICAS

- 1 | Flexibilidad del cuello no rígido
- 2 | Fontanelas anterior y posterior palpables
- 3 | Extremidades flexionables y estirables
- 4 | Estructura impermeable sin uniones y de una pieza
- 5 | Cordón umbilical removible

TECNICAS

- | Baño
- | Cuidado del cordón umbilical
- | Alimentación con biberón
- | Cuidado de oído y nariz
- | Cambio de pañal y ropa
- | Medición física

DESCRIPCION

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

-

REPUESTOS

11258-080 Cordón umbilical

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 50 cm / 19.6 plgds Peso: 3 kg / 6.6 lbs
Circunferencia de cabeza: 33 cm / 13 plgds

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 maniquí de neonato
- 1 cordón umbilical
- 1 biberón
- 1 ropa de bebé
- 1 manual de instrucciones

M58



Simulador de Examen de Signos Vitales Neonatales

Maniquí de neonato de tamaño real para examen básico de los signos vitales

Supervisión del Producto

Keiko Takahashi, professor
College of Nursing Science,
Fukui Prefecture University



CARACTERISTICAS

- 1 | Pulsos arteriales en muñeca, cuello y sienes
- 2 | Sonidos cardíacos grabados de pacientes reales y sincronizados con los pulsos arteriales.
- 3 | Todos los signos vitales pueden ser controlados con la unidad de control.

TECNICAS

Examen de signos vitales

- | Sonidos cardíacos
- | Respiración
- | Pulsos: arterias superficiales temporales, carótidas y radiales (bilaterales)
- | Temperatura corporal (termometría rectal)

DESCRIPCION

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

-

REPUESTOS

-

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 50cm / 19.6 plgds
Peso: 1.1kg / 2.4 lbs

Voltaje: AC100-240V
Consumo de energía: 30W

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 maniquí de neonato
- 1 caja de control
- 1 termómetro
- 1 ropa de bebé
- 1 manual de instrucciones