

US-11

# Fantoma Escrotal para Ultrasonido

## Domine las técnicas para el examen seguro y sin dolor

Entrenamiento en mano para diagnosticar las anomalías escrotales con precisión.

### Supervisión del Producto


Charlotte Henningsen, MS, RT(R), RDMS, RVT,  
FSDMS, FAIUM  
Chair & Professor - Sonography Department  
Adventist University of Health Sciences

### CARACTERÍSTICAS

- 1 | Dos tipos de escroto intercambiables: normal y patológico
- 2 | Excelente calidad de las imágenes de ultrasonido

### TECNICAS



- | Posicionamiento del paciente y preparación para el examen
- | Examen de ultrasonido escrotal
- | Visualización del cáncer de testículo



### CARACTERÍSTICAS CLAVE


#### Fantoma normal

-escroto, testículos, epidídimos y pene



#### Fantoma patológico

-escroto, testículos, epidídimos y pene  
-cáncer de testículo (uno por cada testículo izquierdo y derecho, 10mm de diámetro)



### DESCRIPCION

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: 34 x 33 x 24 cm/13.4 x 13 x 9.4 plgds

Peso: 3.6kg / 7.9lbs

#### CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 cuerpo pélvico
- 1 escroto normal
- 1 escroto patológico
- 1 caja de almacenamiento
- 1 manual de instrucciones
- 1 talco en polvo

#### REPUESTOS

- 41911-010 1 unidad de escroto normal
- 41911-020 1 unidad de escroto patológico

\* El aparato de ultrasonido no está incluido.