

M82



Simulador de Examen de Ojo (3 pasos)

M82A

Simulador de Examen de Ojo (2 pasos)


Simulador práctico de examen de fondo de ojo con 10 imágenes y variaciones clínicas

Supervisión del Producto

Japan Society for Medical Education
Working Group with the cooperation of:
Kansai Medical University
Department of Ophthalmology

Un entrenador innovador para examen de fondo de ojo compatible con oftalmoscopios reales

Varios casos se pueden representar cambiando las imágenes, y diámetro de la pupila.



CARACTERÍSTICAS

- 1 | 10 imágenes de fondo de ojo de casos de enfermedades oculares comunes
- 2 | Imágenes clínicas reales
- 3 | Unidades de globo ocular con lente que simulan el eje visual de los ojos reales
- 4 | Material blando y suave que hace el contorno del párpado realista
- 5 | Profundidad ajustable de las imágenes de fondo: hipermetropía, normal y miopía
- 6 | Tamaños de pupila ajustables en 3 pasos para el M82, y 2 pasos para el M82A

TECNICAS

- | Examen de fondo de ojo con oftalmoscopio directo

CASOS

- | Fondo normal
 - | Retinopatía hipertensiva:
 - vasoconstricción arterial del 3er grado
 - arteriolosclerosis de 1er grado
 - hemorragias y focos algodanosos
 - oclusión de las venas sencilla
 - | Retinopatía diabética:
 - microaneurisma, hemorragias y exudados duros
 - | Papiledema (crónico)
 - | Papiledema (agudo)
 - | Atrofia óptica glaucomatosa:
 - ahucamiento del disco óptico glaucomatoso
 - y defecto de fibra nerviosa
 - | Oclusión de las venas retinianas (aguda):
 - hemorragia en forma de llama y focos algodanosos
 - | Oclusión de las venas retinianas (después de la fotocoagulación con láser)
 - | Toxoplasmosis: coriorretinitis
 - | Degeneración macular senil:
 - exudados maculares y hemorragia subretinal
- ※El M82A incluye dos imágenes de casos normales.

DESCRIPCION

Para conocer los códigos de producto de las versiones de tonos de piel alternativos de este modelo, consulte www.kyotokagaku.com.

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A42 x P22 x A39 cm / A16.5 x P8.7 x A15.4 plgds Peso: 2kg / 4.4lbs

CONTENIDO DEL JUEGO

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 maniquí de cabeza y hombros | 1 set de imágenes de casos |
| - 3 tamaños de pupila (2, 3.5, 5 mm dia.) *M82 | 1 limpiador de imágenes |
| - 2 tamaños de pupila (3.5, 8mm dia.) *M82A | 1 caja de almacenamiento |
| 1 - 1 portador de imágenes 3 niveles de profundidad | 1 manual de instrucciones |

MATERIALES

*Latex presente en el soplador

REPUESTOS

11220-010 1 repuesto de imágenes de casos de fondo de ojo (set de 10 casos)

*El Oftalmoscopio no está incluido.