




Simulador de Atención de Paciente "Yae"

Simulador de paciente para una atención ininterrumpida en los ámbitos comunitario y hospitalario

Destacada en más de 40 técnicas para entrenamiento, Yae puede ser utilizada en simulación para todo tipo de trabajadores de la salud, incluyendo estudiantes y personal con experiencia.



TECNICAS



Alimentación

| Alimentación por sonda (oral/nasal)

Eliminación

| Cateterización urinaria
| Cuidado de estoma
| Práctica de uso de bacinilla

Ejercicio

| Posicionamiento
| Traslado de paciente

Manejo del dolor

| Compresión caliente y fría

Higiene

| Cuidado oral
| Baño en cama
| Cambio de ropa
| Cuidado perineal
| Cuidado del cabello
| Aseo y apariencia personal

Cuidado respiratorio

| Administración de oxígeno
| Succión de la vía aérea
| Drenaje postural
| Cuidado de traqueotomía

Cuidado de heridas

| Cuidado de úlcera por presión
| Manejo de vendaje

Administración de medicamentos

| Cuidado de la vía central
| Inyección subcutánea
| Inyección intramuscular
| Inyección e infusión intravenosas
| Enema y supositorios
| Medicación vía vaginal

Cuidados críticos

| Asistencia de intubación
| Compresión torácica
| Manejo de vía aérea

Evaluación

| Evaluación torácica y abdominal

Otros

| Aspiración gástrica
| Cuidado post mortem

CARACTERÍSTICAS CLAVE

EVALUACION TORACICA Y ABDOMINAL

El abdomen suave y elástico permite una palpación profunda.



- | Inspección, palpación y percusión toracoabdominal
- | Los puntos de referencia anatómica y tejido blando ofrecen un entrenamiento realista.

Observación

Palpación

Percusión

VARIEDADES DE PACIENTE

Edad, sexo y personalidad variables



Las variaciones de máscara facial, peluca y genitales externos ofrecen una amplia posibilidad de los ámbitos simulados y entrenamiento realista.



Transformación fácil

* La máscara facial y peluca con cabello gris de adulto mayor son partes opcionales.

CUIDADO Y MANEJO DE INFUSION

Entrenamiento de la vía IV



- | Vena media izquierda: Inyección e infusión IV, asegurar la cánula con cintas
- | Vena dorsal de la mano izquierda: Asegurar la cánula con cintas, cuidado durante la infusión



ASISTENCIA DE INTUBACION

Manejo de la vía aérea y RCP



Los cuidados críticos como las situaciones perioperatorias y el ámbito de la UCI se pueden simular.

- | Preparación de aparatos e instrumentos
- | Intubación oral (laringoscopio y video laringoscopio)
- | Confirmación de ventilación exitosa:
 - Observación del movimiento torácico (expansión de pulmones)
 - Auscultación torácica
- | Asegurar el tubo en su sitio con cinta
- | Compresión torácica

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 152cm / 59.8plgds
Peso: 17kg / 37.5lbs

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 maniquí
- 1 dentadura
- 1 peluca (negra)
- 1 máscara facial (jóven)
- 1 almohadilla de inyección (vena media)
- 2 almohadilla de inyección en el hombro
- 2 almohadilla de inyección en el muslo
- 2 almohadilla de inyección IM en el glúteo
- 1 genitales femeninos (cateterización)
- 1 genitales femeninos (inserción de supositorios/desimpactación digital)

MATERIALES

- Resina blanda
- Libre de látex
- 1 set de supositorios simulados
- 1 set de heces simuladas
- 1 lubricante (para aspiración de vías)
- 1 lubricante (para cateterización, etc)
- 1 bolsa de riego
- 1 bomba de drenaje (vejiga urinaria)
- 1 bomba de drenaje (recto)
- 1 manguera de drenaje
- 1 set de pijamas
- 1 manual de instrucciones

REPUESTOS

- 11404-080 6 válvulas para cateterización urinaria
- 11251-350 válvula rectal
- 11251-330 set de heces simuladas
- 11251-320 set de supositorios simulados
- 11251-040 2 pads de inyección IM muslo
- 11251-030 2 pads de inyección IM hombro
- 11251-050 2 pads de inyección IM glúteo
- 11404-050 4 pads de inyección (vena media)
- 11404-070 genitales masculinos
- 11404-010 máscara facial (adulto mayor)
- 11404-030 peluca (adulto mayor)
- 11404-020 máscara facial (jóven)
- 11404-040 peluca (jóven)
- 11404-060 genitales femeninos (cateterización, enema)
- 11251-310 genitales femeninos (para supositorios, desimpactación digital)
- 11229-050 lubricante (aspiración vía aérea etc.)
- 11381-800 lubricante (para cateterización)

* Los instrumentos médicos no están incluidos.