

MW32



Simulador de RCPN

Maniquí que facilita el entrenamiento de Reanimación Cardio-Pulmonar del Neonato



CARACTERÍSTICAS

- 1 | Entrenamiento del manejo de las vías aéreas con ventilación bilateral/unilateral observable
- 2 | Cordón umbilical suave y realista que permite la colocación de línea venosa y arterial, y recolección de muestras sanguíneas
- 3 | Colocación de la sonda de alimentación verificable por la aspiración del líquido gástrico
- 4 | Compresiones torácicas

TECNICAS

Cuidados básicos neonatales

- | Cambiar la posición del cuerpo
- | Higiene
- | Palpación de la fontanela anterior
- | Cateterización umbilical
- | Cuidado del cordón umbilical
- | Alimentación por sonda (nasal y oral) y aspiración del líquido gástrico
- | Pinzamiento, amarre y corte del cordón umbilical
- | Succión (nasal y oral)

Simulación de Emergencias

- | Compresiones torácicas
- | Intubación endotraqueal
- | BVM ventilation

*Este producto no está diseñado para ser bañado.

ANATOMIA

- | costillas
- | bronquios
- | pulmones
- | estómago
- | esófago
- | cordón umbilical

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 50 cm / 19.6 plgds Peso: 2.6kg / 5.7 lbs

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 | maniquí de neonato
- 1 | lubricante
- 1 | manual de instrucciones

DESCRIPCION

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

REPUESTOS

- 11400-010 1 máscara para MW21, MW32
- 11400-020 1 piel torácica para MW21, MW32
- 11400-030 4 cordones umbilicales para MW21, MW32
- 11229-050 1 lubricante



Palpación de la fontanela anterior

Cuidado del cordón umbilical
(una vena y dos arterias)
Cateterización umbilical y muestreo de sangreAlimentación por sonda (nasal y oral)
Confirmación de colocación del tubo con sonidos de burbujeo

Succión de la vía aérea (nasal y oral)



Compresiones torácicas

Intubación endotraqueal
(Confirmación de la ventilación unilateral/bilateral)Ventilación de BVM
(levantamiento del pecho)

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

- Tubo de alimentación: 5fr.
- Catéter de succión: 5fr.
- Tubo endotraqueal: 3.0mm ID
- Catéter umbilical: 5fr., 30cm
- Laringoscopio: #0
- BVM: neonatal

* Los instrumentos no están incluidos.