

ソノアルファ

ワイヤレスハンディエコー

Probe Type Wireless Mini Ultrasound Scanner

型番 | TS-1 コード | 12818-000



C5LC (ダブルヘッド型)





機能

- ・画像表示方法 (表示モード)
 - Bモード
 - BMモード
 - カラードブラモード
 - パワードブラモード
 - パルスドブラモード

その他機能

- 血流イメージング 拡張Mモード
- 表示機能
- 登録/保存機能
- 記録、システム機能 位置決め機能



名称及び認証番号

販売名 ソノアルファ
 一般の名称 汎用超音波画像診断装置
 認証番号 第302AFBZX00074000号

超音波仕様

コンベックス 3.5 MHz / 5 MHz (ハーモニックモード使用時)
 リニア 7.5 MHz / 10 MHz (ハーモニックモード使用時)


電氣的定格及び分類

定格電圧バッテリー 3.85 V
 定格電源周波数 50/60 Hz
 電源入力充電器 1 A
 電源に対する保護の形式による分類 内部電源機器
 電撃に対する保護の程度による装着部の分類 BF形装着部
 水の侵入に対する保護の程度 IPX5



寸法(単位:mm / 寸法許容差 ±10%)

C5LC (ダブルヘッド型)



重さ 250 g

付属品

充電器 5V d.c. 1 A
 専用ソフト ※ワイヤレスは 2.4 GHz (5 GHz は使用できません)

素材

合成樹脂



事業本部 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 1-11-19
 大阪福島セントラルビル
 TEL 06-6451-7177 (代)
 FAX 06-6451-7178

東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田 1-14-21 2F
 TEL 03-6715-8864
 FAX 03-6715-8867

URL <https://taishobiomed.com>

お求め、お問い合わせは・・・



KYOTO KAGAKU

URL <https://www.kyotokagaku.com/jp/>
 e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
 〒612-8388 京都市伏見区北環小屋町15番地
 TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
 NREG本郷三丁目ビル2階
 TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075