

M95

Simulador de Mano Pediátrica para Punción IV

Set de manos pediátricas para practicar la Punción IV

Adquiera confianza en la inserción de vía intravenosa en manos de infantes pequeñas con venas finas y blandas

CARACTERÍSTICAS

- 1 | Los dedos y dorso de la mano son flexibles, capaces de ser empuñados y repositionables como en los procedimientos reales
- 2 | Dos sitios de punción en el dorso de la mano
- 3 | Practique fijar y asegurar la cánula

TECNICAS

- | Inyección en las venas dorsales pediátricas
- | Recolección de sangre
- | Infusión intravenosa



DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A18 x P30 x A9.5 cm / A7.1 x P11.8 x A3.7 plgds (un año de edad)
A18 x P36 x A10 cm / A7.1 x P14.2 x A3.9 plgds (tres años de edad)

Peso: 0.6 kg / 1.3 lbs (un año de edad) / 0.7 kg / 1.5 lbs (tres años de edad)
Voltaje: AC100-240V
Consumo de energía 5W

MATERIALES

Resina blanda, resina dura
Libre de látex

CONTENIDO DEL JUEGO

- 2 brazo-mano para inyección (1 año edad)
- 2 brazo-mano para inyección (3 años edad)
- 2 soportes
- 1 bomba de circulación
- 10 palillos colorantes rojos (tipo hisopo)

- 1 cuchara
- 1 jarra de plástico
- 1 recipiente de plástico
- 1 caja de almacenamiento
- 1 manual de instrucciones

REPUESTOS

- 11350-010 1 repuesto de brazo-mano para inyección (3 años de edad)
- 11350-020 1 repuesto de brazo-mano para inyección (1 año de edad)
- 11388-400 palillos colorantes rojos (tipo hisopo)

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

aguja residente: 23G
aguja mariposa: 23G

* Las agujas no están incluidas.

M43D

Simulador de Punción Lumbar Pediátrica II

Adquiera las técnicas de punción lumbar pediátrica segura

Todo el cuerpo es blando y flexionable para facilitar el posicionamiento del cuerpo realista requerido para una punción lumbar segura y exitosa.

Supervisión del Producto

Takahiro Amano, M.D.
Vice President
Senior Vice-Dean, Postgraduate School
Professor and Director, Center of Postgraduate
Medical Education International University of Health
and Welfare,
Honorary Director, Sanno Medical Center
Gregory A. Plotnikoff, M.D., M.T.S., F.A.C.P.
Medical Director, Abbott Northwestern Hospital

CARACTERÍSTICAS


- 1 | Maniquí de bebé blando sin juntas permite la práctica de posicionamiento y sostenimiento seguros del paciente.
- 2 | Dos tipos de almohadillas de punción: profundo y poco hondo
- 3 | Resistencia realista a la punta de la aguja
- 4 | Puntos de referencia anatómicamente correctos para palpación

TECNICAS

- | Posicionamiento del paciente
- | Palpación de los puntos de referencia
- | Punción lumbar y recolección de LCR
- | Medición de presión de LCR



Nivel de las crestas ilíacas postero-superiores



DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A43 x P34 x A20 cm
A17 x P13.4 x A7.8 plgds

Peso: 1.5 kg / 3.3 lbs

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

Aguja espinal: 22G-24G

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 maniquí de bebé (7-10 meses)
- 2 bloque de PL pediátrica (poco profundo)
- 2 bloque de PL pediátrica (profundo)
- 1 bolsa de riego
- 1 portasueros para bolsa de riego

- 1 aguja (50mL)
- 1 manual de instrucciones

REPUESTOS

- 11348-100-04 portasueros para bolsa de riego
- 11348-100-05 bolsa de riego
- 11348-410 2 bloques de PL pediátrica (poco profundo)
- 11348-420 2 bloques de PL pediátrica (profundo)

* Las agujas no están incluidas.