




Simulador de Examinación Abdominal "AbdoAbby"

Representación detallada de los órganos abdominales suficientemente realistas para cultivar el sentido táctil y servir como referencia durante la palpación

Supervisión del Producto

Takahiro Amano, M.D.,
Senior Advisor for Academic Affairs and Professor
International University of Health and Welfare,
Honorary Director Sanno Medical Center, Japan

Kyoko Arai
RN, PHN, PhD, Professor,
School of Nursing, University of Shizuoka, Japan



CARACTERÍSTICAS

- 1 | Textura suave, resiliente y delicada que permite la palpación poco honda y profunda
- 2 | Organos intercambiables
- 3 | Movimiento respiratorio
- 4 | Auscultación abdominal

TECNICAS

- | Inspección visual
- | Auscultación
 - arteria renal
 - aorta abdominal
 - arteria iliaca
 - sonidos intestinales
- | Palpación
 - hígado, bazo, riñón, útero y linfoma
- | Percusión
 - hígado, bazo y costilla

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Puntos de referencia óseos


- | Pelvis
- | Costillas
- | Parte inferior de la caja torácica
- | Margen costal
- | Apófisis xifoides del esternón
- | Cresta púbica
- | Espina iliaca anterosuperior

Hígado

- | Normal
- | Hepatitis crónica
- | Precirrosis
- | Cirrosis

Area inguinal

- | Normal
- | Linfoma



Bazo

- | Normal
- | Agrandado
- | Levemente agrandado

Riñón

- | Normal
- | Hidronefrosis
- | Riñón poliquístico

Útero

- | Normal
- | Mioma

Ruidos y sonidos

- Arteria renal
- | Aorta abdominal
- | Arteria iliaca
- | Sonidos intestinales

DESCRIPCION



Para conocer los códigos de producto de las versiones de tonos de piel alternativos de este modelo, consulte www.kyotokagaku.com.

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 40 x 80 x 20 cm / 15.7 x 31.5 x 7.9 plgds
Peso: 14kg / 30.9lbs

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

CONTENIDO DEL JUEGO

- | | |
|--|---|
| 1 unidad del torso masculino | 2 nódulos linfáticos inguinales (normal, linfoma) |
| 1 talco en polvo | 2 úteros (normal, fibroma) |
| 1 set de la unidad de control de movimiento respiratorio | 1 estetoscopio simulado |
| 2 riñones (hidronefrosis, quistes) | 1 controlador |
| 2 bazos (levemente agrandado, agrandado) | 1 adaptador CA |
| 4 hígados (precirrosis, cirrosis, hepatitis crónica, normal) | 3 cajas de almacenamiento |
| | 1 manual de instrucción |