

US-13

Fantoma de Sonografía de Cadera Infantil


Primer fantoma de sonografía de cadera infantil del mundo

La mejor herramienta para enseñar el método de Graf

Este fantoma expande las oportunidades de entrenamiento para los pediatras, radiólogos y ortopedistas. Antes de que trabajen con infantes reales, los practicantes pueden entrenar repetitivamente con este fantoma para familiarizarse con los procedimientos y puntos clave del examen. Utilizando aparatos de ultrasonido reales, los practicantes pueden aprender sobre los puntos de referencia clave de ultrasonido para identificar el plano estándar de la clasificación de Graf. Esto es fundamental para adquirir las habilidades del manejo y posicionamiento del neonato y el posicionamiento correcto del transductor.

Supervisión del Producto

Univ. Prof., h.c., Reinhard Graf, M.D.



CARACTERÍSTICAS


- 1 | El único fantoma en el mercado para entrenamiento de sonografía de cadera en maniquí de cuerpo entero de infante de 6 semanas
- 2 | Caderas bilaterales para el examen
- 3 | Facilita el entendimiento anatómico
- 4 | Brazos movibles para la práctica de sostenimiento y reposicionamiento del infante

TECNICAS

- | Ajuste y preparación para sonografía de cadera
- | Cambio de posición del infante
- | Comunicación e interacción con los acompañantes del infante
- | Uso y posicionamiento correctos del transductor
- | Reconocimiento de los puntos de referencia para sonografía de cadera
- | Visualización de los planos estándar, anterior y posterior
- | Interpretación y clasificación morfológica del sonograma

ANATOMIA

techo acetabular cartilaginoso



HITOS ANATOMICOS

- | unión condro-ósea
- | cabeza femoral
- | membrana sinovial
- | cápsula articular
- | labrum acetabular
- | techo acetabular cartilaginoso
- | promontorio óseo del borde acetabular óseo superior
- | extremo inferior del ilión
- | plano estándar

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A55 x P25 x A13 cm
A21.6 x P9.8 x A5.1 plgds

Peso: 3kg / 6.6lbs

MATERIALES

Elastómero de poliuretano
Libre de látex

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

-

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 fantoma de ultrasonido infantil
- 1 talco en polvo
- 1 caja de almacenamiento
- 1 manual de instrucciones

* Cojín de apoyo no incluido.

* El aparato de ultrasonido no está incluido