


US-16

NEW

Fantoma para Evaluación de Volumen de Orina Intravesical

Los aparatos de ultrasonido portables están ganando popularidad y empiezan a ser empleados para examinación en los cuidados diarios. Este método es preferible ya que la cateterización podría causar una infección urinaria.




CARACTERÍSTICAS

- 1 | 4 variedades de insertos intercambiables representando diferentes escenarios de paciente.


TECNICAS

- | Manejo y manipulación del transductor en el ultrasonido de vejiga.
- | Escaneo de la vejiga para medir el volumen de orina intravesical y los hallazgos.

CARACTERÍSTICAS CLAVE



Volumen urinario 50mL



Volumen urinario 150mL



Volumen urinario 300mL



Retención urinaria + catéter con globo

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 30 x 26 x 18 cm Fantoma: 1.5kg / 3.3lbs
12 x 10 x 7 plgds Cuerpo: 3.2kg / 7.1lbs

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 maniquí de torso inferior
- 4 bloques de ultrasonido
- 1 caja de almacenamiento
- 1 talco en polvo
- 1 manual de instrucciones

MATERIALES

Libre de látex

REPUESTOS

* El aparato de ultrasonido no está incluido.